

Kabellose OP-LED-Stirnleuchte mit wechselbarem Akku

Wireless OT-LED-Headlight with exchangeable battery

Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs-LED. Durch den am Kopfband integrierten LiPo-Akku ist dieses leichte, komfortable Modell für mobile Anwendungen besonders geeignet.

Unsere kabellose Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre **hohe Lichtleistung**, einfach wechselbaren Akku, sowie eine **einfache und bequeme Handhabung** aus. Die auffallend **intensive und homogene Ausleuchtung** wird durch einen neuartigen **Power-LED** erzeugt und über eine spezielle, hoch effiziente Optik zu einem **variablen Spot** gebündelt. Durch die **hohe Lebensdauer** der LED und deren hoher Energieeffizienz sowie durch die moderne Lithium-Polymer-Technologie sind **geringe Betriebskosten** garantiert.

Das **geringe Gesamtgewicht** und der mit Leder gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft **hohen Tragekomfort**.

Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen.

Das Ladegerät kann mit Steckeradaptern Typ EU, UK und USA geliefert werden. Optional können mit einem externen Ladegerät zusätzliche Akkus geladen werden. (nicht im Lieferumfang)



High performance, focusable headlight with LED technology for best performance and comfort. Features: wireless, easily exchangeable battery, light weight, comfortable, modern rechargeable LiPo-battery pack at the headband.

Our wireless LED-headlight provides a **high light emission, long lasting operation** as well as a simple and **comfortable handling**. The **intensive and homogeneous illumination** is provided by a modern **high power LED**.

The special high efficiency lenses focus the light to a **variable concentrated spot**. LED-headlights offer **the best possible price/performance relation** because of the typical long life and power efficiency by solid-state lamps and the modern Lithium-Polymer technology. Because of the **low total weight** and the ergonomic leather bolstered headband it is a **pleasure to wear** this headlight also for long times. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any requested position for a restriction free optimal view. The charger is available with connector type EU, UK and USA.

Extra batteries can be recharged in an external charger (not included)

Artikelnr.	Stirnband
08-797-W	Stirnleuchte weiß
08-797-S	Stirnleuchte schwarz
10-10795	Ladegerät inkl. Adapter EU oder UK oder US
08-205-815	LiPo-Akku für 08-797
10-10815	Externes Ladegerät (optional)

Item code	Headband
08-797-W	Head light, white headband
08-797-S	Head light, black
10-10795	Charger incl. plug EU, UK or US adapter
08-205-815	LiPo battery for 08-797
10-10815	External charger (option)

Technische Daten:

Gesamtgewicht:	350 g (mit Akkupack am Stirnband)		
Klassifikation:	Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG		
Klassifikation:	1 M gemäß EN 60825-1		
Stromversorgung:	LiPo Akku, ca. 2400mAh		
Ladezeit:	ca. 4 h bei vollständiger Entleerung		
Betriebsdauer:	ca. 3,5 h		
Arbeitsabstand:	20...60 cm		
Lichtaustritt:	fokussierbar		
Leuchtfeld-Ø:	8...115 mm (siehe Tabelle)		
Arbeitsabstand	20 cm	30 cm	60 cm
Leuchtfeld-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115mm

LED Power-LED, weiß
 Farbtemperatur: ca. 6.000 Kelvin
 Leistung: 3 Watt

Technical data:

Total weight:	350 g (with Power pack on headband)		
Classification:	Class I (according to annex IX of directive 93/42/EEC)		
Classification:	1 M according EN 60825-1		
Power supply:	LiPo Power pack, 2400mAh		
Charging period:	approx. 4 h at fully discharge		
Operation time:	approx. 3.5 h		
Working distance:	20...60 cm		
Light outlet:	focusable		
Spot size range:	8...115 mm (see table)		
working distance	20 cm	30 cm	60 cm
spot-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115 mm

LED Power-LED, white
 Colour temperature: approx. 6.000 Kelvin
 Power: 3 Watt