

IPC[®]

CONSOLA DE PODER INTEGRADO



Medtronic

Plataforma IPC™ (Integrated Power Console): *Poder para hacer más*

Inspirada en sus necesidades, la plataforma IPC™ le brinda torque máximo y facilidad de uso. Es la primera consola quirúrgica multiespecialidad de Medtronic para cirugía craneal, de columna y otorrinolaringológica. Nuestro novedoso sistema IPC maneja **un mayor número de piezas de mano con más potencia** que nunca.

- Control remoto de irrigación IntelliFlow™
- Útiles gráficos para cada pieza de mano
- El motor Legend EHS Stylus™ brinda >50% más de torque
- Pantalla táctil fácil de usar
- Conectores codificados con colores para mayor facilidad de uso
- Conecte hasta cuatro piezas de mano simultáneamente



EF201:

- Pedal con acceso amplio



EF200:

- Diseño con acceso frontal



Integración total

Use el motor con sus piezas de mano favoritas de Medtronic

- Spine Disc Shaver Midas Rex®
- Pieza de mano Midas Rex® Legend EHS Stylus®
- Pieza de mano Midas Rex® Legend EHS®
- Otros dispositivos en desarrollo

Pedal multifunción

Mayor control ergonómico

- Tres botones que ofrecen control total
- Reposapiés integrado
- El asa se bloquea para impedir su desplazamiento y luego se pliega fácilmente para guardar el pedal
- Diseño antideslizante y tamaño compacto perfecto para el quirófano
- El pedal está situado en el ángulo óptimo



Irrigación flexible

Nueva forma de irrigación durante el fresado

- Dos bombas integradas
- El sistema remoto IntelliFlow™ desechable permite el control preciso del flujo desde el campo estéril
- El cassette con ajuste a presión hace que los tubos pasen perfectamente por la bomba
- El diámetro interno de los tubos permite un flujo continuo, incluso en velocidades de flujo bajas

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

Integrated Power Console NT Cant.}

EC300*	Integrated Power Console (IPC™)	1
EF200*	Pedal multifunción	1

Motor Midas Rex® Legend EHS®

EM100-A	Motor Legend EHS®	1
EA200	Cable del Motor Legend EHS®	1

Midas Rex® Spine Shaver

ED100	SC1 Spine Shaver	1
ED200	SC1 Caja de Instrumentos	1
40RAD40	4.0 mm Spine Shaver Herramienta de ajuste	1
40RAD45	4.5 mm Spine Shaver Shaver Herramienta de ajuste	1

Midas Rex® Microsaws (Microsierras)

ES100	Sierra Oscilante , control con pie	1
ES200	Sierra Reciprocante , control de pie	1
ES300	Sierra Sagital control de pie	1
ES110	Sierra Oscilante, control de mano	1
ES210	Sierra Reciprocante , control de mano	1
ES310	Sierra Sagital,, control de mano	1
IRD410	Tubo de Irrigación Desechable, control de pie	1
IRD420	Tubo de Irrigación desechable, control de mano	1
EA130	Caja de instrumentos para 3 sierras	1
EA120	Caja de instrumentos para 1 sierra	1

Motor Midas Rex® Legend EHS Stylus™

EM200	Motor Legend EHS Stylus™	1
EA100	Caja de esterilización	1

Manuales de Integrated Power Console NT

175027EN	Manual de instrucciones, Integrated Power Console EC 300, versión inglesa	1
175027ML53	Manual de instrucciones, Integrated Power Console EC300 (EL, EN, ES, FR, PT)	1

Cables de alimentación para Integrated Power Console NT

EA600	Cable de alimentación, EE. UU.	1
EA602	Cable de alimentación, Europa	1
EA608	Cable de alimentación, Argentina	1
EA613	Power Cord, EU, 6 meters	1
EA650	Power Cord, US, 6 meters	1

Accesorios de Integrated Power Console NT (para todos los motores EHS)

IRD300*	Tubos de irrigación desechables Midas Rex®	5
EF200*	Pedal multifunción de acceso frontal	1
EF201	Pedal Multifusion de acceso amplio	1
IRD250	Tubos de irrigación	1
EA100	Caja de instrumentos	1
PA300	Cepillo limpiador de 1,2 mm	1
PA310	Cepillo limpiador de 2,4 mm	1
PA320	Cepillo limpiador de 3,2 mm	1
EA900	Canastta para IV	1
EA800	Carro y mueble para IPC	1
PA130	LLave Legend para el Motor	1
IRD200*	Control remoto de irrigación IntelliFlow™ desechable	5

Los tubos de irrigación funcionan con los siguientes adaptadores Legend® rectos y angulados: AS07/AA07, AS08, AS10(S)/AA10(S), AS12S, AS15/AA15, AS09(S)/AA09(S), AS14(S)/AA14(S), AS21, AS26

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Medtronic NT o consulte www.medtronic.com.

* Dispositivos fabricados por Medtronic Xomed, Inc.

Medtronic

Medtronic Powered Surgical Solutions

4620 North Beach Street
Fort Worth, TX 76137
EE. UU.
Internet: www.medtronic.com
Teléfono: 817-788-6400
Línea gratuita: 800-643-2773
Fax: 817-788-6401

REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA UE:

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen
Países Bajos

Latinoamérica: +1 904 332 8750
Argentina: +54 11-5297-7200
Brasil: +55 11 2182-9200
Chile: +56 2-26403200
Colombia: +57 (1) 742-7300
Costa Rica:
México: +52 55 5804 1500
Panamá:
Puerto Rico: +1-787-294-3540
Perú: +51 1 6118700
Uruguay:

No. Autorización COFEPRIS 163300202C2414
Este folleto está destinado exclusivamente a médicos. Sólo bajo prescripción.
LIT350024ESA4.RNEW
©2016, Medtronic, Inc. @Marca registrada de Medtronic, Inc.
UC201607869 SM 04.2016