

Video Rinolaringoscopio Flexible RP11A

Imágenes increíbles en un
diámetro externo más delgado



DELGADO, FLEXIBLE Y PORTÁTIL
Con puerto USB que permite conexión
a Computador, Tablet o Celular.

Con tecnología CMOS,
la más avanzada en nasofibroskopios.





El rinolaringoscopio RP11A Weseemed® ofrece imágenes increíbles en un diámetro externo más delgado.

Desde ahora sus procedimientos pueden ser mucho más cómodos para usted y su paciente debido a los grandes beneficios que ofrece el **Rinolaringoscopio RP11A**, como imágenes grandes, brillantes y de alta resolución en un diseño liviano, cómodo, más delgado y portátil, pudiendo conectarlo incluso a su celular.

TECNOLOGIA CMOS

Cuenta además con la tecnología **CMOS**, la más avanzada en los nasofibroskopios. La fibra que poseían en su interior ha sido reemplazada por un chip ubicado en la punta que le transmite la información al resto del equipo. Esto permite máxima flexibilidad sin riesgos de daño en el aparato.

BENEFICIOS CLAVES

Ultra delgado

Videoescopio de alta definición de 3.2 mm, inserción ultrafina, captura todos los detalles.

Ultra liviano

160 g. que concentran la tecnología en un mango ultra liviano, con agarre más estable para periodos más prolongados y que facilita el procedimiento.

- Excelente sensación al tacto durante la operación.
- Control suave.
- Forma innovadora para un agarre y maniobra más cómoda.

Diseño Portatil

Una variedad de métodos de conexión adecuados para diferentes entornos de diagnóstico y tratamiento.

- Monitor portable / procesador.
- Computador / Tablet / Celular.

Larga Vida

Resistente a la flexión, sin riesgo de roturas como los fibroskopios tradicionales.

Sistema Óptico

- Campo de visión: 100°
- Profundidad de Campo: 3-150 mm
- Dirección de Visión: 0°

Porción de Inserción

- Diámetro externo del tubo de inserción: 3,2 mm
- Rango de Angulación : 130°hacia arriba / 130°hacia abajo.
- Largo de Trabajo: 330 mm ±10%
- Cable de extensión: USB, REMO
- Resolución Máxima : 1280 x 720P

Para mayor información o contactos de venta, comuníquese con:

Thiemed®
TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Sujeto a modificaciones técnicas.
Copyright® Zhongshan Weseed Meditech Co., Ltd.

 +56 2 2245 3428

 ventas@thiemed.cl

 www.thiemed.cl



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900030212