

Bringing light into the darkness



Luces Frontales

08-785-S

BÁSICA LIVIANA

- 230 g, ultra liviana, firme y cómoda para consulta, sala de procedimientos y pabellón.
- Incluye una batería con duración de 3,5 horas para enganchar al cinturón/bolsillo.
- Buena intensidad de luz y enfoque, con opción blanco cálido.
- Temperatura de color 6.000 Kelvin.
- Cintillo ergonómico para uso prolongado.
- Opción de batería adicional para aumentar las horas de uso.
- Es la más vendida en Chile.



08-795-S

BÁSICA INALÁMBRICA

- 350 g, firme y cómoda para consulta, sala de procedimientos y pabellón en cirugías cortas.
- Gran comodidad de uso, sin cables y recargable.
- Cintillo firme, reforzado de cuero para poner y quitar rápidamente.
- Batería incorporada de 3,5 horas de duración.
- Conectores metálicos firmes.
- Buena intensidad de luz y enfoque, con opción blanco cálido.
- Temperatura de color 6.000 Kelvin.
- El cargador puede utilizarse como fuente de alimentación cuando la batería está baja.
- Es la más vendida a nivel global.



08-797-S

BÁSICA CON BATERÍA EXTRAÍBLE

- 350 g, firme y cómoda para consulta, sala de procedimientos y pabellón en cirugías cortas.
- Gran comodidad de uso, sin cables y con batería estándar, de cambio fácil y rápido.
- Posibilidad de procedimientos prolongados usando un juego de baterías.
- Cargadores externos disponibles para una o dos baterías.
- Iluminación LED de alta potencia, blanca y larga vida útil.
- Temperatura de color 6.000 Kelvin.



08-796-S1

CONFORT CON ENCENDIDO TOUCH

- 396 g, firme y cómoda para consulta, sala de procedimientos y pabellón.
- Encendido / apagado automático para un uso rápido. La luz se apaga cuando no está en uso y se enciende sólo con moverla.
- Intensidad de luz regulable mediante sistema "touch".
- Batería estándar, fácil de cambiar y con una duración de 3,5 horas. Se pueden usar varias para prolongar su uso.
- El cargador se puede utilizar como fuente de alimentación cuando la batería está baja.
- Cargadores externos disponibles para una o dos baterías.



Comodidad Funcional y Precisa

Faromed® es una empresa alemana, reconocida por la excelencia en el campo de la iluminación médica (Faro-Med) y en la tecnología de ampollas especiales para instrumentos científicos y técnicos.

Nace en 1995 al tomar algunas líneas de producción de la empresa EFFNER, que desde 1920 se dedicó a la producción de instrumentos de iluminación médica y logró el reconocimiento mundial por la alta calidad en sus productos.

Hoy **Faromed®** suministra productos finales, instrumental y luces de alta calidad en todo el mundo.

Estas luces frontales especialmente indicadas para uso móvil en consulta o pabellón, poseen una luz de alto rendimiento, intensa y homogénea dirigiendo la luz a un punto concentrado. La ampolla es de larga vida útil y eficiencia energética.

Las baterías son recargables, fáciles de usar y siempre la opción de comprar adicionales para alargar las horas de uso de su luz frontal.

Los cintillos pensados en un uso prolongado son muy cómodos, ergonómicos, firmes duraderos y de fácil manejo. Están reforzados con cuero y una almohadilla que genera un efecto muy placentero al usuario.

Contacte a nuestros representantes de ventas y agende una hora para que sienta el placer de usarla durante una cirugía.



Para mayor información o contactos de venta, comuníquese con:

Thiemed®
TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Sujeto a modificaciones técnicas. FAROMED GmbH

+56 2 2245 3428

ventas@thiemed.cl

www.thiemed.cl



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000030212