



Indigo™ - Motor Otológico de Alta Velocidad

VERSÁTIL. CÓMODO. POTENTE.



La nueva Indigo - Motor Otológico de alta velocidad con adaptadores rectos y angulados ofrece excelente acceso y visibilidad quirúrgica. Su cuerpo pequeño y ligero nos da potencia y buen desempeño.

Indigo™ Motor Otológico de Alta Velocidad

VERSÁTIL. CONVENIENTE. PODEROSA.

El motor Otológico Indigo de Alta Velocidad ofrece acceso y visibilidad quirúrgica excelente en un amplio rango de procedimientos otológicos.

Componentes Indigo™

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1845000	Motor otológico de alta velocidad Indigo	1
1845010	Aditamento otológico recto Indigo	1
1845020	Aditamento angulado otológico Indigo	1
1845040	Bandeja de instrumental Indigo	1
1845030	Tubos Indigo	5



1845000



1845010



1845020



1845030

Las características clave del sistema de motor Indigo son:

- ① Alta velocidad y amplio par de torsión que permiten una rápida reducción de la apófisis mastoides
- ② Disponible con adaptadores rectos y angulados
- ③ Mejor acceso quirúrgico y visibilidad en espacios otológicos estrechos
- ④ Trabaja con una amplia variedad de fresas otológicas de Medtronic Xomed
- ⑤ Los surcos del extremo distal de los adaptadores permiten una irrigación más estable
- ⑥ Funciona con el Sistema IPC® con pantalla táctil de uso fácil



Para mayor información, favor llamar en EEUU al 800-874-5797 o +1 904-296-9600 o contactar a nuestras sedes en Latinoamérica.

Medtronic Argentina
Av. Fondo de la Legua 1044,
Segundo Piso
Martínez, CP 1640
Buenos Aires - Argentina
+54 11 48985700
www.medtronic.com.ar

Medtronic Andina
Calle 116 # 7-15
Oficina 1001. Torre Cusezar
Bogotá - Colombia
+57 1 7427300
www.medtronic.com.co

Medtronic Comercial Ltda
Rua Joaquim Floriano, 100 - 7º andar
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04534-000
Telefone: 55 11 2182-9200
www.medtronicbrasil.com.br

Medtronic, Mexico
Avenida Paseo de la Reforma #222
15th Floor
D.F, Mexico 06600
+52 55 11 02 90 30
www.medtronic.com.mx

Medtronic CHL-RM Santiago
Torre del Parque
Arauco II
Cerro Colorado 5240, Piso 10
Santiago, Chile
+56 2 2655-5110
www.medtronic.cl

Medtronic Xomed
6743 Southpoint Dr N
Jacksonville, Florida 32216
USA
www.medtronicent.com
+1 (904)-296-9600

