

Stirnleuchten

Headlights



Fiberoptik Stirnleuchten

Fibre Optic Headlights

OP-Stirnleuchte

Moderne fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und hoher Lichtleistung. Leichtes, komfortables Kopfband, Spezialkabel mit Halteclips (Teilung im Kopfbereich) für optimalen Tragekomfort.

für allgemeine Chirurgie und HNO
geteiltes, armiertes Spezialkabel

OT Headlight

Modern focusable Fibre Optic Headlight with high performance optical system, wide focus range and powerful light spot. Light weight and comfortable headband, special cable with grown clips for long time use at highest comfort.

for general surgery and ENT
bifurcated, shielded special cable



08-585-S

► **08-580-GR**

offenes Kopfband, grau

open headband, grey

► **08-580-S**

offenes Kopfband, schwarz

open headband, black

► **08-585-GR**

Kopfband mit Top, grau

headband with crossband, grey

► **08-585-S**

Kopfband mit Top, schwarz

headband with top, black

für allgemeine Chirurgie und HNO
spezielles Monokabel

for general surgery and ENT
special monocable

► **08-580-S-Mono**

offenes Kopfband, Monokabel, schwarz

open headband, monocable, black

► **08-580-GR-Mono**

offenes Kopfband, Monokabel, grau

open headband, monocable, grey

► **08-585-S-Mono**

Kopfband mit Top, Monokabel, schwarz

headband with crossband,
monocable, black

► **08-585-GR-Mono**

Kopfband mit Top, Monokabel, grau

headband with crossband, mono-
cable, grey

für lange Operationen,
superleichtes Spezialkabel

for long operations,
super lightweight special cable

► **08-590-GR**

offenes Kopfband, grau

open headband, grey

► **08-590-S**

offenes Kopfband, schwarz

open headband, black

► **08-595-GR**

Kopfband mit Top, grau

headband with crossband, grey

► **08-595-S**

Kopfband mit Top, schwarz

headband with crossband, black



08-580-GR-Mono



08-585-S-Mono



08-590-S



08-595-S

**Fiberoptik
Stirnleuchten**
**Fibre Optic
Headlights**
OP-Stirnleuchte
OT Headlight
► 08-360

Moderne, fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte mit Hochleistungs-Optik für hellste Ausleuchtung bei maximaler Fokussierung. Leichtes, komfortables Stirnband. Lieferung ohne Adapter für Projektoranschluß (bitte gesondert bestellen). Kabel L=2,2 m. Bitte Reifenfarbe angeben: z.B.: schwarz (08-360-BL) oder grau (08-360-GR)

Modern focusable Fibre Optic Headlight with powerful optical system. Highest performance at smallest focus. Light weight, comfortable headband, Neoprene bolster. Cable L=2,2 m. Delivery without adapter for light source. Please indicate headband colour: e.g. black (08-360-BL) or grey (08-360-GR)



08-360-GR

► 08-362

wie 08-360, aber Projektorseite 90°

same as 08-360 but projector side 90°

► 08-365

wie 08-360, zusätzlich mit Kopfbügel

same as 08-360 but with crossband



08-365-GR

► 08-367

wie 08-365, aber Projektorseite 90°

same as 08-365 but projector side 90°

Mikrospot-Stirnleuchte
Microspot-Headlight
► 08-370

für die Ausleuchtung kleinster Körperöffnungen. Ausstattung wie 08-360 (s.o.)

for illumination of narrow holes (e.g. ENT or Dental). Headband like 08-360 (see above)



08-370-BL

► 08-372

wie 08-370, aber Projektorseite 90°

same as 08-370 but projector side 90°

► 08-375

wie 08-370, zusätzlich mit Kopfbügel

same as 08-370 but with crossband



08-375-BL


► 08-377

wie 08-375, aber Projektorseite 90°


same as 08-375 but projector side 90°

Lichtfleck
Spot sizes
► 08-360
► 08-365

Spot size
(dist. 30cm)
ø 50-100mm


08-370
08-375

Spot size
(dist. 30cm)
ø 7-63mm



08-362 / 08-367 / 08-372 / 08-377

**Fiberoptik
Miniatur-Stirnleuchte**
08-325

OP-Miniaturstirnleuchte mit optimierter Optik: fokussierbar, Faserbündel-
ø 3.5 mm. Durch Doppellinsensystem
kleiner und homogener Lichtfleck.
Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

**Fibre Optic
Miniature Headlight**

Advanced operation theatre version of
miniature Headlight: fibre bundle-
ø 3.5 mm, double lens system, small
and homogenous light spot. Delivery
without light source adapter.

08-327

Wie 08-325, aber Projektorseite 90°

Same as 08-325, but projector side 90°



08-325

**Einfache OP-Stirnleuchte mit
Kopfbügelstirnband**
08-445

Einfache fiberoptische Miniaturstirn-
leuchte für den OP-Bereich. Der unter-
brechungsfreie Faserbündelquerschnitt
von 2,6 mm und die verstellbare
Kleinoptik mit Linsensystem gewähr-
leisten einen sehr hellen Lichtfleck.
Größe und Richtung des Spots können
beliebig justiert werden. Das ergono-
mische Stirnband mit Kopfbügel und
zentraler Einhandverstellung sorgt für
bequemen Sitz auch über längere Zeit.
Ohne Adapter für Lichtquelle

**Basic miniature OT headlight
with crossband**

Fibre Optic miniature Headlight for
operation theatre. The continuous fibre
bundle of 2.6 mm diameter and the
small optic effect a small and bright
light spot. Size and direction of the
spot can be adjusted. The ergonomic
headband with crossband can be
adjusted by one hand and provides
comfortable wearing for long period of
use. Without adapter for light source.



08-445 / 08-455

HNO-Modell Mikrofokus
08-455

Wie 08-445, aber mit hochwertiger
Mikrofokus-Optik

ENT-model Microfocus

Same as 08-445 but with
Microfocus lens



08-317 / 08-327 / 08-447 / 08-557

Miniaturstirnleuchte mit Komfortstirnband

► 08-330

Fiberoptische Miniaturstirnleuchte für den OP-Bereich. Miniatur-Hochleistungs-Optik, Faserbündel- $\varnothing$ 3,5 mm, heller/homogener Lichtfleck, ledergepolstertes Stirnband mit seitlichen Kopfstützen und Stellrad. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

► 08-332

Wie 08-330, aber Projektorseite 90°.

► 08-330CC

Wie 08-330, aber hitzefeste Projektorseite.

► 08-332CC

Wie 08-330CC, aber Projektorseite 90°.

Miniature Headlight with comfort headband

Fibre Optic miniature Headlight for operation theatre. Perfect view by very small optic. The fibre bundle diameter of 3.5 mm and the double lens system effect a small and homogenous light spot with lateral head supports. Easily adjustable by hand wheel. Supplied without adapter for light source.

Same as 08-330 but projector side 90° angled.

Same as 08-330 but heat resistant projector side.

Same as 08-330CC but projector side 90° angled.



08-330

Miniaturstirnleuchte mit Kopfbügelstirnband

► 08-335

Wie 08-330, mit Kopfbügelstirnband

► 08-337

Wie 08-335, aber Projektorseite 90°.

► 08-335CC

Wie 08-335, aber hitzefeste Projektorseite.

► 08-337CC

Wie 08-335CC, aber Projektorseite 90° abgewinkelt.

► 08-335A

Wie 08-335, mit abnehmbarem Kabel.

► 08-337A

Wie 08-335A aber Projektorseite 90°

► 08-335AC

Wie 08-335A, aber hitzefeste Projektorseite

► 08-337AC

Wie 08-335AC, aber Projektorseite 90°

Miniature Headlight with comfort headband

Same as 08-330 but with cross band and 2 wheel adjustment headband

Same as 08-335 but projector side 90° angled.

Same as 08-335 but heat resistant projector side.

Same as 08-335CC but projector side 90° angled.

Same as 08-335 but exchangeable cable

Same as 08-335A but projector side 90° angled.

Same as 08-335A but heat resistant projector side.

Same as 08-335AC but projector side 90° angled.



08-335



08-335A



08-332 / 08-337

Fiberoptische HNO-Stirnleuchte nach Clar

Klassische HNO-Stirnleuchte mit kleinem hochleistungs Spiegelreflektor für maximalen Reflektionsgrad ohne Sichtbehinderung. Untere Spiegeleinbuchtung zur optimalen, monokularen Sicht. Komplett mit integriertem 2.2 m Glasfaserkabel und gepolstertem Stirnreif mit Schnellverstellung für m Kopfbügel. Lieferung ohne Adapter für Lichtquelle.

08-312

Fiberoptik HNO-Stirnleuchte nach Clar.

08-312G

Wie 08-312, jedoch mit austauschbarem Standard-Kaltlichtkabel $\varnothing 3,5 \times 2300$ mm.

08-313

Wie 08-312, aber Projektorseite 90° abgewinkelt.

Fibre Optic ENT Headlight by Clar

Classical ENT Headlight with small high performance concave mirror for maximal possible reflection without any restriction of view. The down sided indentation offers a monocular view. Complete with light weight fibre optic cable of 2.2 m and easily adjustable leather bolstered headband by two wheels for width and height. Supplied without adapter for light source.

Fibre Optic ENT Headlight by Clar.

Same as 08-312 but with exchangeable standard fibre optic cable $\varnothing 3.5 \times 2300$ mm.

Same as 08-312 but projector side 90° angled.



08-312



08-313

HNO-Stirnleuchte Mikrofokus, Kaltlicht

08-355

Stirnlampe mit stufenlos variablem Mikrofokus zur blendfreien Tiefenausleuchtung. Durch kleinen Lichtaustritt und verstellbarer Kleinoptik optimales Sichtfeld. Komplett mit 2,2 m F/O-Kabel (Faserbündel- $\varnothing 3,5$ mm) und ledergepolstertem Kopfbügel-Stirnreif. Ohne Adapter für Lichtquelle.

08-357

Wie 08-355, aber Projektorseite 90°.

08-350

Wie 08-355, aber Stirnband ohne Kopfbügel

08-352

Wie 08-350, aber Projektorseite 90°.

ENT Headlight Microfocus, fibre optic

Headlight with stepless variable micro focus for intensive depth illumination. Very small focus. 2.2 m F/O cable (fibre bundle $\varnothing 3.5$ mm). Ergonomic and leather bolstered headband with crossband. Supplied without adapter for light source.

Same as 08-355, but projector side 90° angled.

Same as 08-355, but head band without cross band

Same as 08-350, but projector side 90° angled.



08-355



08-313 / 08-352 / 08-357

Stirnleuchten-Systeme

Headlight Sets

12-750 Kaltlicht-Komplettsystem Halo150 bestehend aus:	Headlight Set Halo 150 including:
12-0150 Halogen Kaltlichtquelle HL 150, 150 W	Fibre Optic light source HL 150, 150 W
08-335 Fiberoptische Miniaturstirnleuchte für den OP-Bereich. Miniatur-Hochleistungs-Optik, Faserbündel- $\varnothing$ 3,5 mm, heller/homogener Lichtfleck, ledergepolstertes Kopfbügelstirnband.	Fibre Optic miniature Headlight for operation theatre. High performance optical system, fibre bundle $\varnothing$ 3.5 mm, double lens system, focusable and homogenous light spot, headband with cross band and wheel adjustment
12-671 Geräteträger 270 × 220 mit Doppelhaken für Lichtquelle und Stirnleuchte, Griff, Aluminiumfußkreuz, 5 Rollen	Mobile stand for light sources and head lights, plate 270 × 220 mm, double hook, aluminium five-star base, 5 rolls
12-785C Xenon Stirnleuchten-System bestehend aus:	Xenon Headlight System including:
12-500X 300 W Xenon Hochleistungskaltlichtquelle. Farbtemperatur ca. 5800 °K. Helligkeit mechanisch dimmbar über Folientasten.	300 W Xenon High Power light source for maximum light output, light intensity adjustable by diaphragm. Constant colour temperature about 5800 °K.
08-585-S Komfortable Stirnleuchte mit Hochleistungs-optik, strapazierfähiges, langlebiges Glasfaserkabel, L=2,5 m, mit Halteclips, gepolstertes Stirnband (grau oder schwarz), über zwei zentrale Stellräder dem Kopf stufenlos anpassbar	Comfortable fiber optic headlight with high performance optic system, sturdy, long-life f/o cable, L=2.5 m, with gown clips, ergonomic foam bolstered headband (grey and black), easy adjustable with two central adjustment wheels
12-681 Geräteträger 400 × 350 mit Doppelhaken für Lichtquelle und Stirnleuchte, Griff, Aluminiumfußkreuz, 5 Rollen	Mobile stand for light sources and head lights, plate 400 × 350 mm, double hook, aluminium five-star base, 5 rolls
12-795C Xenon Stirnleuchten-Set bestehend aus:	Xenon Headlight Set including:
08-595-S Hochleistungsstirnleuchte	High performance headlight
12-500X Xenon Lichtquelle 300 W	Xenon light source 300 W
12-681 Geräteträger 400 × 350 mit Doppelhaken für Lichtquelle und Stirnleuchte, Griff, Aluminiumfußkreuz, 5 Rollen	Mobile stand for light sources and head lights, plate 400 × 350 mm, double hook, aluminium five-star base, 5 rolls



12-750



12-785C



12-795C

Stirnleuchten nach Clar Modern Line

Headlights by Clar Modern Line

Stirnleuchte Clar S131

Hochkomfortable klassische Stirnleuchte nach Clar, 6 V, 2,4 W. Reflektorspiegel, Licht fokussierbar. Keine Sichtbehinderung in Blickrichtung. Komfortabler Stirnreif mit Schnellverstellung. Gewicht ca. 200 g, Kabel 2 m, Bananenstecker.

Headlight Clar S131

Classical ENT-headlight by Clar, 6 Volt, 2.4 Watt. Special coated concave mirror. Adjustable light focus. Comfortable headband with adjustment wheel. Weight approx. 200 g, 2 m cable, banana plugs.

08-13106

Stirnleuchte Clar S131, ø 55 mm

Headlight Clar S131, ø 55 mm

08-14106

Stirnleuchte Clar S131, ø 98 mm

Headlight Clar S131, ø 98 mm

LED-Stirnleuchte Clar

Klassische Standard-Stirnleuchte nach Clar mit Spiegel-ø 55 mm und innovativer LED-Technologie. Leichtes, komfortables Modell.

LED-Headlight Clar

Classical standard headlight by Clar with mirror-ø 55 mm and LED-technology. Light weight, comfortable headlight.

08-13190

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm mit Batteriebox 6 V für 4x Baby-Zelle (c)

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm with battery box 6 V for 4x battery type c

08-13110

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm kabellos, mit Batteriebox für 3x AA Zelle am Reifen

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm wireless, with battery box for 3x AA at the headband

08-13150

LED-Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm für Netzbetrieb mit Steckertrafo 230 V

LED-Headlight by Clar, ø 55 mm with 230 V power adapter

08-195

Moderne, kabellose LED Stirnleuchte nach Clar, ø 55 mm, fokussierbarer Lichtfleck, leistungsfähiger Li-Ion-Akku, Lieferung inkl. Ladegerät, Reifenfarbe wählbar schwarz (08-195-S) weiß (08-195-W)

Modern wireless focusable LED headlight by Clar, ø 55 mm, adjustable light spot, powerful and long lasting Li-Ion battery, delivery incl. charger, headband colour selectable black (08-195-S) white (08-195-W)



08-13106



08-14106



08-13190



08-13110



08-195-S

**Stirnleuchten nach Clar
Classic line**
**Headlights by Clar
Classic Line**
Stirnlampe Clar F
Headlight Clar F

Ergonomischer, gepolsterter Stirnreif;
Lichtfokussierung per Drehknopf; leicht
wechselbarer Spiegel; 2 m teilbares
Kabel, Bananenstecker

Foam bolstered ergonomic headband;
light beam focusable by control knob;
easily replaceable mirror; 2 m divisible
cord with banana plugs

► 08-15106

Spiegel ø 55 mm,
für Spannungsquelle 6 V

Mirror ø 55 mm, for power source 6 V

► 08-154

Ersatzspiegel mit Rahmen für Clar F

Spare mirror for Clar F with frame

► 99-433

Lampe 6 V, 1 A

Spare bulb 6 V, 1 A



08-15106

Stirnlampe Clar S, ø 55 mm
Headlight Clar S, ø 55 mm

Reflektorhohlspiegel ø 55 mm;
verstellbarer, ergonomischer Stirnreif;
2 m Zuleitung, Bananenstecker

Concave mirror ø 55 mm; adjustable
ergonomic head band; 2 m cord with
banana plugs

► 08-12104

Für 4 V Spannungsquelle

For 4 V power source

► 08-12106

Für 6 V Spannungsquelle

For 6 V power source

► 08-12110

Für 10 V Spannungsquelle

For 10 V power source



08-12106

Stirnlampe Clar S, ø 98 mm
Headlight Clar S, ø 98 mm

Reflektorhohlspiegel ø 98 mm;
verstellbarer, ergonomischer Stirnreif;
2 m Zuleitung, Bananenstecker

Concave mirror ø 98 mm; adjustable
ergonomic headband; 2 m cord with
banana plugs

► 08-11104

Für 4 V Spannungsquelle

For 4 V power source

► 08-11106

Für 6 V Spannungsquelle

For 6 V power source

► 08-11110

Für 10 V Spannungsquelle

For 10 V power source



08-11106

LED Stirnleuchten

LED Headlights

OP Stirnleuchte

08-780

Moderne fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Leichtes, komfortables und flexibles Kopfband, leistungsfähiger Li-Ion-Akku mit Gürtelclip, für längere OP geeignet. Lieferung inkl. Ladegerät. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-780-S), grau (08-780-GR)

08-785

Wie 08-780 jedoch Stirnband mit Kopfbügel

08-795

Kabellose, moderne, fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, extrem großem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck. Höchste Mobilität durch komplett kabellose Stromversorgung. Leichtes, komfortables Kopfband. Leistungsfähiger Li-Ion-Akku am Kopfband integriert. Lieferung inkl. Ladegerät. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-795-S), weiß (08-795-W)

08-790

Wie 08-795 jedoch offenes Stirnband ohne Kopfbügel

08-795AL

Kabellose Power LED-Stirnleuchte mit Autoswitch-Funktion und Hochleistungsoptik, mit Kopfbügel, Power-Li-Ion am Kopfband integriert, Lieferung inkl. Ladegerät u. Ladeständer, in Verbindung mit der Ladestation schaltet sich die Stirnleuchte automatisch ein (bei Entnahme der Stirnleuchte) u. aus (beim Ladezustand), dabei wird die Li-Ion-Batterie selbständig geladen, sehr benutzerfreundliche Handhabung für den Anwender. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe wählbar: schwarz (08-795AL-S), weiß (08-795AL-W)

OT Headlight

Modern focusable LED headlight with powerful optical system, wide focus range and sharp limited light spot. Light weight, flexible and comfortable headband. Powerful and long lasting Li-Ion battery box with belt clip, suitable for long surgery. Delivery including charger. Also available in warm light (please specify when ordering) Headband colour selectable: black (08-780-S) or grey (08-780-GR)

Same as 08-780 but headband with crossband

Wireless, modern, focusable LED headlight with powerful optical system, wide range of focus and sharp limited light spot. Highest mobility by completely wireless power supply. Light weight and comfortable headband. Powerful and long lasting Li-Ion battery, box attached to the headband, delivery including charger. Also available in warm light (please specify when ordering) Headband colour selectable: black (08-795-S), white (08-795-W)

Same as 08-795 but headband without crossband

Wireless power LED headlight with Autoswitch and powerful optic system, with power Li-Ion battery box, mounted to the headband, delivery incl. charger and charging stand, LED headlight combined with our charging stand switches automatically "on" by removal of the headlight and "off" by state of charge, it charges itself in case of need the Li-Ion rechargeable battery, very comfortable handling for the user. Also available in warm light (please specify when ordering) Headband colour selectable: black (08-795AL-S), white (08-795AL-W)



08-780-S



08-795-S



08-795-W



08-795AL-S

LED Stirnleuchten

LED-Headlights

OP Stirnleuchte

Power-LED-Headlights

Neuheit!

New Model!

08-796-S

Kabellose, moderne, fokussierbare HNO-Stirnleuchten mit LED-Technologie und Hochleistungsoptik, Autoswitch-Off-Funktion, dimmbar, extrem großem Stellbereich, scharf abgegrenztem Lichtfleck, abnehmbarer, leistungsfähiger Li-Ion-Akku am Kopfband integriert, Lieferung inkl. Ladestation. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe weiß auf Anfrage

Akkupack (08-205-796)
Ladestation (10-10796)

Wireless, modern, focusable ENT-Headlight with LED technology and powerful optical system, autoswitch off feature, wide range of focus, dimmable, sharp limited light spot, removeable Li-Ion battery box, long lasting Li-Ion battery, box attached to the headband, delivery including charging station. Also available in warm light (please specify when ordering) White headband on request

Battery Pack (08-205-796)
Charging station (10-10796)



08-796-S

Neuheit!

New Model!

08-806-S

Kabellose, moderne, fokussierbare LED Stirnleuchten mit Hochleistungsoptik, neuestes Design, komfortabler, weicher Stirnreif, Autoswitch-Off-Funktion, Touch-Dimmer, scharf abgegrenztem Lichtfleck, großem Stellbereich, abnehmbarer, leistungsfähiger Li-Ion-Akku am Kopfband integriert, Lieferung inkl. Ladestation. Erhältlich auch mit warmweißem Licht (bitte bei der Bestellung angeben) Reifenfarbe weiß auf Anfrage

Akkupack (08-205-806)
Ladestation (10-10434)

Wireless, modern, focusable LED Headlight with powerful optical system, latest design, comfortable and soft headband, Autoswitch off feature, wide range of focus, touch dimmer, sharp limited light spot, removeable Li-Ion battery box, long lasting Li-Ion battery, box attached to the headband, delivery including charging station. Also available in warm light (please specify when ordering) White headband on request

Battery Pack (08-205-806)
Charging station (10-10434)



08-806-S

Lichtfleck

Light spot:

Abstand [cm]	Fleck - ø [mm]	Distance [cm]	Spot - ø [mm]
20	8 - 35	20	8 - 35
30	9 - 55	30	9 - 55
40	12 - 75	40	12 - 75



LED-Stirnleuchten

Power-LED-Stirnleuchten

08-139

Leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer weißen Hochleistungs-LED. Leichtes, komfortables Modell. Inklusive Batteriebox.

08-710

wie 08-139, aber mit Batteriebox (3x AA) am Reifen

08-740

wie 08-139, aber mit Li-Ion-Akkubox

08-750

wie 08-139, jedoch für Netzbetrieb

LED-Headlights

Power-LED-Headlights

High performance focusable headlight with white light power LED. Battery box included.

same as 08-139, but with battery box (3x AA) fixed at the headband

same as 08-139, but with rechargeable Li-Ion battery box

same as 08-139, but with mains adaptor for line operation



08-139



08-710



08-740



08-770

LED-Mikro-Stirnleuchte

08-770

Leistungsstarke, fokussierbare LED-Stirnleuchte. Superleichtes, komfortables Modell mit Miniatur-Batteriebox und hoher Batterielaufzeit

08-770W

wie 08-770, jedoch mit warmweißem Licht

LED-Micro-Headlight

High performance, focusable headlight. Extremely light weight, comfortable headlight with small battery box and long battery life time.

same as 08-770, but with warm light

Einzelteile & Zubehör für LED-Stirnleuchten, siehe www.faromed.de

Spare parts and accessories for LED-Headlights, visit our website www.faromed.de

Stirnlampen und -spiegel

Xenon Stirnleuchte mit integrierter Batteriebox

Helle Stirnleuchte mit 6000Cd Hochleistungs-Xenon-Lampe; optimiertes parabolisches optisches System mit Fixfocus; integrierte Batteriebox für 2 Mignonzellen (AA).

08-137

Xenon Stirnleuchte mit Batteriebox

99-08137

Ersatzlampe mit Reflektor

Headlights and Mirrors

Xenon Headlight with integrated battery box

Very bright Xenon Headlight with high power optical system and fix focus. Special miniature Xenon incandescent reflector lamp (6000 candle power), integrated battery box for 2 AA cells

Xenon headlight with battery box

Spare lamp with reflector



08-137

Reflexspiegel nach Ziegler
Ziegler headmirror

▶ 08-143 Spiegel 90 mm, schmaler Stirnreif	Mirror 90 mm, narrow head band
▶ 08-144 Spiegel 100 mm, schmaler Stirnreif	Mirror 100 mm, narrow head band



08-143

Ersatzteile für Stirnlampen und Stirnspiegel
Components for Headlights

▶ 99-01240 Ersatzlampe 4 V, 500 mA	Spare bulb 4 V, 500 mA
▶ 99-01260 Ersatzlampe 6 V, 500 mA	Spare bulb 6 V, 500 mA
▶ 99-01210 Ersatzlampe 10 V, 500 mA	Spare bulb 10 V, 500 mA
▶ 08-114 Ersatzspiegel für Clar S, 98 mm für 08-11106 und 08-14106	Mirror for Clar S, 98 mm for 08-11106 und 08-14106
▶ 08-124 Ersatzspiegel für Clar S, 55 mm für 08-12106 und 08-13106	Mirror for Clar S, 55 mm for 08-12106 and 08-13106
▶ 08-154 Ersatzspiegel mit Fassung für Clar F, 55 mm für 08-15106	Mirror incl. frame for Clar F, 55 mm for 08-15106
▶ 08-201 Stirnreif, breit, mit Kugelblech und Kabelhalter, für Clar-Stirnleuchte	Headband wide, with globe on metal sheet and cord holder, for Clar-Headlights
▶ 08-203 Stirnreif, schmal, schwarz, für Ziegler Spiegel	Narrow headband, black, for Ziegler Mirror
▶ 08-204 Verbindungsbacke für 08-143 und 08-144	Connector for 08-143 and 08-144
▶ 08-207 Ziegler-Spiegel ohne alles, 90 mm	Mirror for Ziegler head mirror, 90 mm
▶ 08-335-P4 Ersatzschaumpolster, Dermo Pad, schwarz, alternativ zu Lederpolster, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, hält die Haut trocken, schafft ein angenehmes und komfortables Gefühl	Replacement foam bolster, Dermo Pad, black, alternative to leather bolster, breathable, excellent moisture absorption, ensuring dry skin, creating a pleasant and comfortable sensation



99-01260



08-201



08-203



08-335-P4

Spannungsquellen

Power sources

Steckernetzteil für Stirnleuchten und Nystagmusbrillen

Wall plug transformer for headlight and Nystagmus Spectacles



10-10216

► **10-10216**

Spannungsausgang 6 V, max. 1,5 A,
2x Bananenbuchse

Output voltage 6 V, max. 1.5 A,
2x banana plug

► **10-10002**

Kabel-Zwischenschalter

Cord switch



10-10002

Batteriebox

Battery box

Batteriebox 6 V für 4 Stk. Babyzelle-Batterien (Typ C), mit Chinch-Buchse und Schalter. Spannung kann mit Batterieeinsatz auf 4,5 V (1x90-9902) und 3 V (2x90-9902) gesenkt werden. Maße: L × B × H 150 × 80 × 45 mm

Battery box 6 V for 4 batteries type C, with chinch socket and switch. Voltage can be reduced to 4.5 V (1 battery dummy) or 3 V (2 battery dummies) Measures: L × W × H 150 × 80 × 45 mm

► **08-205**

Batteriebox 6 V

Batteriebox 6 V

► **10-10000**

Adapter, Bananen-Buchsen auf Cinch-Stecker

Adapter, banana sockets to cinch plug

► **90-9902**

Batterieeinsatz Typ C

Battery dummy size C



08-205

Tischtransformator für Stirnleuchten

Desk type light transformer for Headlights

Regelbare Spannungsquelle von 0 bis 10 V, 2 A
Maße: L × B × H 200 × 160 × 80 mm

Adjustable voltage from 0 up to 10 V, 2 A
Dimensions: L × W × H 200 × 160 × 80 mm

► **10-100**

Tischtrafo, 0-10 V

Desk type transformer



10-100

Fiberoptische Stirnleuchten	Fibre Optic Headlights
LED-Stirnleuchten	LED Headlights
Konventionelle Stirnleuchten	Conventional Headlights
Stirnspiegel	Head Mirrors
Spannungsquellen	Mains Adapters

