



ROSE MICROSOLUTIONS

Magnificación	Distancia de Trabajo	Profundidad de Campo	Campo de Visión	Peso ***	Ajuste Pupilar
2.0x (corto)	28 cm	12.5-20.3 cm	11 cm	68.5 mg	5.1-7.6 cm
2.0x (regular)	32 cm	12.5-20.3 cm	11 cm	68.5 mg	5.1-7.6 cm
2.0x (largo)	40 cm	12.5-20.3 cm	11 cm	68.5 mg	5.1-7.6 cm
2.0x (extra largo)	46 cm	12.5-20.3 cm	11 cm	68.5 mg	5.1-7.6 cm
2.0x (doble XL)	55.9 cm	12.5-20.3 cm	11 cm	68.5 mg	5.1-7.6 cm
2.3x (regular)	35 cm	17.7 cm	10.1 cm	39.68 mg	5.1-7.6 cm
2.3x (largo)	42 cm	17.7 cm	10.1 cm	39.68 mg	5.1-7.6 cm
2.5x (corto)	28 cm	7.6-12.7 cm	7.6 cm	63.5 mg	5.1-7.6 cm
2.5x (regular)	35 cm	7.6-12.7 cm	7.6 cm	63.5 mg	5.1-7.6 cm
2.5x (medio)	42 cm	7.6-12.7 cm	7.6 cm	63.5 mg	5.1-7.6 cm
2.5x (largo)	48 cm	7.6-12.7 cm	7.6 cm	63.5 mg	5.1-7.6 cm
2.5x (extra largo)	55.9 cm	7.6-12.7 cm	7.6 cm	63.5 mg	5.1-7.6 cm
3.5x (super corto)	28 cm	7.6-10.1 cm	6.5 cm	61.5 mg	5.1-7.6 cm
3.5x (corto)	35 cm	7.6-10.1 cm	6.5 cm	61.5 mg	5.1-7.6 cm
3.5x (regular)	42 cm	7.6-10.1 cm	6.5 cm	61.5 mg	5.1-7.6 cm
3.5x (largo)	50 cm	7.6-10.1 cm	6.5 cm	61.5 mg	5.1-7.6 cm
3.5x (extra largo)	58.4 cm	7.6-10.1 cm	6.5 cm	61.5 mg	5.1-7.6 cm
4.0x (corto)*	34 cm	3.8-5 cm	5.1 cm	115 mg	5.1-7.6 cm
4.0x (regular)*	42 cm	3.8-5 cm	5.1 cm	115 mg	5.1-7.6 cm
4.0x (largo)*	50cm	3.8-5 cm	5.1 cm	115 mg	5.1-7.6 cm
4.0x (extra largo)*	55.9 cm	3.8-5 cm	5.1 cm	115 mg	5.1-7.6 cm
6.0x (corto)*	34 cm	1.3 cm	1.3-2.5 cm	115 mg	5.1-7.6 cm
6.0x (regular)*	42 cm	1.3 cm	1.3-2.5 cm	115 mg	5.1-7.6 cm
6.0x (largo)*	50cm	1.3 cm	1.3-2.5 cm	115 mg	5.1-7.6 cm
Lupas TTL Personalizadas					
2.5x Mini	Custom	15.2 cm	11.4 cm	36.85 mg	Como Medido
2.5x Expandido	Custom	15.2 cm	12.7 cm	51.01 mg	Como Medido
3.5x Estándar	Custom	7.6-10.1 cm	7.6 cm	53.86 mg	Como Medido
4.5x Expandido *	Custom	3.8-5 cm	10.1 cm	104.89 mg	Como Medido

* No es resistente al agua.

**Al máximo IPD/WD

***Los pesos pueden variar ligeramente, según la elección de marco.