

TUS MANOS SON
HERRAMIENTAS PRECISAS

TUS INSTRUMENTOS TAMBIÉN DEBERÍAN SERLO

Integra[®] MicroFrance[®]

Pinza nasal bipolar con aspiración de Wormald



Desarrollado en conjunto con el cirujano P. J. Wormald, MD, FRACS, FRCS

Disponibles en dos largos, la pinza nasal bipolar con aspiración de Wormald, ayuda a lograr la hemostasia durante la cirugía endoscópica nasosinusal y la base del cráneo anterior. La pinza más larga puede llegar a la pituitaria y están disponibles en versiones recta y curva hacia arriba.

Estas pinzas cuentan con un perfil delgado y puntas finas para facilitar el acceso a áreas difíciles.

La línea de aspiración integrada puede avanzar o retraerse de forma independiente de manera de permitir una óptima visibilidad del sitio operatorio durante la cauterización.

Un puerto de descarga integrado facilita la limpieza y la eliminación de residuos.




Integra® MicroFrance®

Pinza nasal bipolar con aspiración de Wormald


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MCEN64	Pinza nasal bipolar con aspiración de Wormald, 105 mm	1
MCEN640	Bandeja de instrumentos	1
CP393-2	Cable bipolar bifurcado Valleylab	1



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MCEN641	Pinza nasal bipolar con aspiración de Wormald, 170 mm	1
MCEN640	Bandeja de instrumentos	1
CP393-2	Cable bipolar bifurcado Valleylab	1



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MCEN643	Pinza nasal bipolar con aspiración de Wormald, curvadas hacia arriba, 170 mm	1
MCEN640	Bandeja de instrumentos	1
CP393-2	Cable bipolar bifurcado Valleylab	1



Las pinzas nasales con aspiración de Wormald son instrumentos de precisión, fabricados a mano con exactitud milimétrica por Integra® MicroFrance® y son representados en forma exclusiva para Chile por Thiemed®.

La marca MicroFrance® es una línea premium de instrumentos especializados en ORL, diseñados junto a renombrados cirujanos ORL para facilitar nuevas técnicas y mejorar los resultados en los pacientes.

- La disponibilidad de estos productos puede variar de un país o región determinado a otro, como resultado de la aprobación regulatoria local específica o los requisitos de autorización para la venta en dicho país o región.
- Consulte siempre las instrucciones de uso correspondientes para conocer las instrucciones clínicas completas.
- Documento no contractual. El fabricante se reserva el derecho, sin previo aviso, de modificar los productos para mejorar su calidad.
- Advertencia: Las leyes aplicables restringen la venta de estos productos a médicos o bajo prescripción médica.

Para mayor información o contactos de venta, comuníquese con:

Thiemed®

+56 2 2245 3428

ventas@thiemed.cl

www.thiemed.cl

MicroFrance®, Integra® y el logotipo Integra® son marcas registradas de Integra LifeSciences Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.

©2015 Integra LifeSciences Corporation. Todos los derechos reservados.