

LSCOPE

VOROTEK

experience. knowledge. performance

Lupas integradas y luz frontal LED



PRECISIÓN QUIRÚRGICA

Lupas quirúrgicas e iluminación
LED totalmente integrada

Thiemed®

35 AÑOS
+ CERCA

L SCOPE

VOROTEK
experience. knowledge. performance



Modelo HeadBand



Power Pack



Dimmer



Maletín de Transporte



Funcionalidad Flip-Up Dual

Precisión quirúrgica y mejora ergonómica

El diseño garantiza que las lupas y la potente iluminación LED permanezcan siempre alineados con precisión. Es un cintillo ergonómico, fácil de usar, de gran calidad, durabilidad, comodidad y muy liviano, sólo 98g. Esto coloca al **Vorotek L Scope** a la vanguardia del diseño innovador.



L SCOPE

VOROTEK
experience. knowledge. performance

Diseño totalmente integrado

La Integración de lupas y potente iluminación LED garantiza que ambos estén siempre perfectamente alineados. Esto evita la necesidad de ajustes frecuentes, cuando usted usa luces complementarias a sus lupas.

Rendimiento óptico excepcional

El **Vorotek L Scope** tiene un aumento de 2,5 X, y permite obtener una imagen nítida con un amplio campo de visión y una profundidad de campo (enfoque) excepcional. Disponible en varias distancias de trabajo.

Iluminación LED de calidad quirúrgica

El sistema de lentes compuestos de **Vorotek** y la tecnología LED producen unos brillantes 55.000 lux. El campo de iluminación entrega una uniformidad superior en todo el campo de visión, de borde a borde.

Iluminación LED coaxial y regulable

La brillante iluminación LED (aproximadamente 55.000 lux) está ubicada lo más cerca posible del camino visual, permitiendo una iluminación sin sombras. Tiene 8 niveles de intensidad que puede regular con una pantalla LCD clara.

Doble función

Las lupas se pueden girar fácilmente para ponerlas y quitarlas de su uso, volviendo a la posición exacta de instalación cada vez. La rotación hacia arriba de las lupas permite una visión ininterrumpida, con o sin luz

Fuente de alimentación portátil

El Power Pack (iones de litio) de alta capacidad, en el cinturón o bolsillo, proporciona de 7 a 20 horas de energía, dependiendo de la intensidad de la iluminación que use.

Características de diseño ergonómico

El ángulo de proyección de las lupas y la iluminación esta pensado tomando en cuenta el equilibrio ideal entre la posición de la cabeza y el cuello de manera de minimizar la fatiga visual en una larga jornada de trabajo.

Modelos L Scope

Modelos

SPECFRAME / PARA USUARIOS INDIVIDUALES
SE PUEDEN COLOCAR LENTES RECETADOS. NO SE NECESITAN AJUSTES NI REALINEAMIENTOS CONTINUOS.



HEADBAND / PARA USO COMPARTIDO
TOTALMENTE AJUSTABLE, SE PUEDE UTILIZAR SOBRE ANTEOJOS ÓPTICOS.



Para mayor información o contactos de venta, comuníquese con:

Thiemed[®]
TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Sujeto a modificaciones técnicas. Copyright[®] Vorotek Pty Ltd.

+56 2 2245 3428

ventas@thiemed.cl

www.thiemed.cl



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900030212