
Orleon
By EON Meditech



Seleccionados por Expertos, Aprobados por Médicos

Catálogo de Productos de Otorrinolaringología





Distribuido por Thiemed® | TECNOLOGÍAS MÉDICAS

1 | IMPLANTES Y PRÓTESIS

Materiales para implantes quirúrgicos de alta precisión.



TITANIO CP DE GRADO MÉDICO 2 (ASTM F67)

- **Rigidez biomecánica superior:** En comparación con materiales tradicionales (incluido el cartílago autólogo) empleados en la reconstrucción osicular, el titanio proporciona una elevada rigidez que le permite adaptarse de forma óptima a las propiedades elásticas naturales del hueso.
- **Osteoconductividad avanzada:** Excelente afinidad por el tejido óseo, favoreciendo una integración y un comportamiento osteoconductor superior.
- **Transmisión acústica óptima:** Garantiza una conducción del sonido altamente eficiente gracias a su baja impedancia de entrada.
- **Compatibilidad imagenológica:** Al ser un material no magnético, es totalmente compatible con exámenes de resonancia magnética (RM).
- **Manejo intraoperatorio superior:** Su diseño delicado, liviano y de estructura precisa facilita la manipulación y colocación por parte del cirujano.
- **Biocompatibilidad comprobada:** Aceptado mundialmente, demuestra una tolerancia excepcional incluso en entornos con presencia de inflamación crónica.
- **Mayor tasa de éxito clínico:** El uso de prótesis de titanio ha incrementado significativamente los resultados favorables en cirugías de revisión.

FLUOROPLÁSTICO DE GRADO MÉDICO

Los fluoroplásticos están formados por una cadena de carbono con átomos de flúor unidos, lo que modifica drásticamente sus propiedades y les confiere características únicas. Al ser microporosos, son permeables al aire, blandos y flexibles, entregando un tacto suave y esponjoso, además de propiedades destacadas como:

- **Inercia y biocompatibilidad:** Materiales inertes, no tóxicos y altamente biocompatibles.
- **Alta resistencia mecánica:** Extremadamente robustos, resistentes y duraderos.
- **Estabilidad térmica:** Capaces de soportar temperaturas de trabajo muy elevadas.
- **Resistencia ambiental:** Altamente resistentes a la intemperie, a la luz ultravioleta y a la corrosión.
- **Superficie antiadherente:** Propiedades antiadherentes con una superficie prácticamente libre de fricción.
- **Resistencia química:** Resistencia total frente a productos químicos y disolventes.
- **Aislamiento:** Resistencia eléctrica muy elevada.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LOS IMPLANTES DE TITANIO EON

- **Longitud funcional variable:** Rango de 1,75 mm a 5,0 mm.
- **Diseño biomecánico avanzado:** Reproduce la anatomía natural de los ligamentos anulares de la platina del estribo –sensibles a la tensión– y contrarresta la tensión involuntaria o la extrusión del implante, incorporando amplias fenestraciones diseñadas con precisión.
- **Maniobrabilidad optimizada:** Visibilidad y manipulación intraoperatorias mejoradas para garantizar mayor comodidad al cirujano.
- **Geometría tipo "Campana":** Diseño elegante de la cúpula y el cuerpo que aporta mayor estabilidad al implante, reduciendo el riesgo de luxación o de lesión de la membrana timpánica.
- **Superficie de rugosidad optimizada:** Garantiza un acoplamiento firme de la prótesis y establece una unión dinámica que optimiza la transducción de la señal acústica en el postoperatorio.
- **Material certificado:** Fabricado en Titanio CP (comercialmente puro) según norma ASTM F 67; biocompatible, de baja masa, alta rigidez, gran afinidad ósea, compatible con resonancia magnética (RM), excelente conductividad acústica y fácil de recortar.



Tita - Prótesis parcial variable campana

(Reemplazo de martillo y yunque)

Material: Titanio CP de grado médico (ASTM F 67)

Número de Referencia	Diámetro del eje	Diámetro del disco	Longitud funcional	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F1101	0.30	3.00	5.00 - 1.75	5.00	1 Unidad



Tita - Prótesis total variable barril

(Sustitución de la cadena osicular completa)

Material: Titanio CP de grado médico (ASTM F 67)

Número de Referencia	Diámetro del eje	Diámetro del disco	Longitud funcional	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F1102	0.30	3.00	7.00 - 3.00	7.00	1 Unidad



TitaHap - Prótesis tipo PORP y TORP

Material: Titanio CP de grado médico (ASTM F 67 y Hap)

Número de Referencia	Diámetro del eje	Diámetro del disco	Longitud funcional	Longitud total	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F1207	0.30	3.00	5.00 - 1.75	5.00	Prótesis TitaHap tipo Vario Parcial (PORP)	1 Unidad
F1208	0.30	3.00	7.00 - 3.00	7.00	Prótesis TitaHAp tipo Vario Total (TORP)	1 Unidad



Tita - Prótesis pistón con bucle

Material: Titanio CP de grado médico (ASTM F 67)


Número de Referencia	Longitud funcional	Diámetro del eje	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F1103	7.00 to 3.50	0.40	1 Unit



Tita - Prótesis pistón variable de PTFE con bucle

Material: Titanio CP de grado médico (ASTM F 67) y fluoroplástico (PTFE)

Número de Referencia	Longitud funcional	Diámetro del eje	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F4119	7.00 to 4.00	0.40	1 Unidad



Cortador de implante de oído medio

Material: Acero inoxidable

Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja
FI01	El cortador Orleon se utiliza para recortar los implantes otológicos para el oído medio a la longitud de acuerdo con las condiciones anatómicas del paciente y los requisitos quirúrgicos (para prótesis PORP, TORP y Stapes pistón).	1 Unidad, no estéril.



Calibrador

Material: Acero inoxdable

Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja
FI02	El calibrador de implantes de oído medio se utiliza para medir la distancia entre dos puntos cualesquiera de la cavidad del oído medio que deban conectarse mediante una prótesis a ser recortada.	1 Unidad

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE PRÓTESIS DE FLUOROPLÁSTICO

- **Composición de alta calidad:** El politetrafluoroetileno (PTFE) es un polímero a base de fluorocarbono (fluoroplástico).
- **Superficies antiadherentes:** Minimizan de forma efectiva el riesgo de obstrucción o de adherencia al tubo.
- **Fácil inserción:** Material con la rigidez adecuada que facilita la colocación del tubo.
- **Seguridad clínica:** Biocompatibilidad plenamente demostrada.



Prótesis parcial (PORP)

Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro del eje	Diámetro del disco	Longitud funcional	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F2133	1.8/1.20	3.00	5.00 - 2.00	5.00	1 Unidad



Prótesis total (TORP)

Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro del eje	Diámetro del disco	Longitud funcional	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F2134	0.8	3.00	7.00 - 3.00	7.00	1 Unidad



Prótesis parcial de desplazamiento (PORP)

Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro del eje DE/DI	Longitud funcional	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2141	1.8/1.20	5.00 - 2.00	5.00	1 Unidad

Prótesis total de compensación (TORP)



Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro del eje DE/DI	Longitud funcional	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2142	0.80	7.00 - 3.00	7.00	1 Unidad

Prótesis universal para el oído medio con desplazamiento



Material: Fluoroplástico
En el caso de TORP: diámetro exterior (DE) del vástago de 0,8 mm.
En el caso de PORP: diámetro interior (DI) del vástago de 1,20 mm

Número de Referencia	Longitud funcional	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2139	7.00 a 2.00	1 Unidad

Prótesis universal para el oído medio, centrada



Material: Fluoroplástico
En el caso de TORP: diámetro exterior (DE) del vástago de 0,8 mm.
En el caso de PORP: diámetro interior (DI) del vástago de 1,20 mm.

Número de Referencia	Longitud funcional	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2140	7 .00 a 2.00	1 Unidad

Pistón estapedial



Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro del eje	Diámetro interior del bucle	Longitud funcional	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2127	0.5	0.60	6.00 - 3.50	6.00	1 Unidad
F2128	0.4	0.60	6.00 - 3.50	6.00	1 Unidad
F2129	0.6	0.60	6.00 - 3.50	6.00	1 Unidad

2 | TUBOS DE VENTILACIÓN

TITANIO CP DE GRADO MÉDICO

- Excelente biocompatibilidad tisular.
- Compatible con resonancia magnética (RM).
- Efecto antibacteriano.
- Excelente drenaje de secreciones.
- Diseñado para mejorar la retención y la aireación.

FLUOROPLÁSTICO DE GRADO MÉDICO

- Buena resistencia a la extrusión.
- Diseñado para mejorar la retención y la aireación.
- Excelente drenaje de secreciones.

PLATA BAÑADA EN ORO

- Alta resistencia a infecciones.
- Baja susceptibilidad a las incrustaciones.
- Alto grado de resistencia a la colonización bacteriana. El mayor diámetro interno facilita un drenaje muy rápido de los fluidos.

SILICONA DE GRADO MÉDICO

- Flexibilidad, resistencia al calor, baja toxicidad e inercia química.
- Suave y fácil de manipular.
- Biocompatibilidad demostrada en aplicaciones otológicas.
- La silicona aporta tanto inercia como elasticidad.
- Los tubos de elastómero de silicona se comprimen fácilmente para facilitar la inserción, sin deformarse.

VENTAJAS DE LOS TUBOS DE TIMPANOSTOMÍA (GROMMETS)

- Diseño atraumático para una inserción fácil.
- Superficie lisa que facilita el drenaje de las secreciones.
- Diseñados para mejorar la retención y la ventilación.
- Buena resistencia a la extrusión.
- El diseño de la cola facilita su extracción.
- Disponibles para uso a corto y largo plazo.




Tita: tubo de ventilación de titanio

Material: Titanio CP de grado médico (ASTM F 67)

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F1104	1.40	2.55	2.55	1.20	10 Unidades
F1105	1.30	2.55	2.55	1.20	10 Unidades
F1106	1.50	2.75	2.75	1.20	10 Unidades


Tubo de ventilación Shepard de titanio



Material: Titanio CP de grado médico (ASTM F 67)

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
Fl 151	1.14	2.40	2.40	2.20	10 Unidades


Tubos de ventilación Armstrong, Armstrong azul y Armstrong con cola



Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F2109	1.14	3.54	2.40	3.85	10 Unidades
F2109B	1.14	3.54	2.40	3.85	10 Unidades
F2109T	1.14	3.54	2.40	3.85	10 Unidades


Tubos de ventilación Armstrong modificado, Armstrong azul modificado y Armstrong modificado con cola



Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F2110	1.14	3.46	2.50	3.04	10 Unidades
F2110B	1.14	3.46	2.50	3.04	10 Unidades
F2110T	1.14	3.46	2.50	3.04	10 Unidades


Tubos de ventilación Donaldson



Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2124	1.14	2.3	2.3	2.2	10 Unidades
F2124B	1.14	2.3	2.3	2.2	10 Unidades

Tubos de ventilación Reuter Bobbin




Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2137	1.14	2.3	2.3	1.6	10 Unidades
F2137B	1.14	2.3	2.3	1.6	10 Unidades

Tubos de ventilación Shah y Mini Shah

Material: Fluoroplástico





Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2137	1.14	3.4	2.3	2.4	10 Unidades
F2112B	1.14	3.4	2.3	2.4	10 Unidades
F2112T	1.14	3.4	2.3	2.4	10 Unidades
F2112W	1.14	3.4	2.3	2.4	10 Unidades
F2112BW	1.14	3.4	2.3	2.4	10 Unidades
F2112B	1.14	3.4	2.3	2.4	10 Unidades
F2113	0.76	2.2	1.5	1.5	10 Unidades
F2113B	0.76	2.2	1.5	1.5	10 Unidades
F2113T	0.76	2.2	1.5	1.5	10 Unidades
F2113W	0.76	2.2	1.5	1.5	10 Unidades


Tubos de ventilación Shepard y Mini Shepard

Material: Fluoroplástico





Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2114	1.14	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2114B	1.14	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2114T	1.14	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2114W	1.14	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2114BW	1.14	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2114BT	1.14	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2138	1.00	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2138W	1.00	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2138T	1.00	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2138B	1.00	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2138BW	1.00	2.4	2.4	2.2	10 Unidades
F2138BT	1.00	2.4	2.4	2.2	10 Unidades



Tubos de ventilación tipo botón con collar (diámetro interior de 1,27 mm y 1,14 mm)

Material: Fluoroplástico


Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2123	1.27	3.0	3.0	2.15	10 Unidades
F2123B	1.27	3.0	3.0	2.15	10 Unidades
F2123T	1.27	3.0	3.0	2.15	10 Unidades
F2125	1.14	2.50	2.50	2.0	10 Unidades
F2125B	1.14	2.50	2.50	2.0	10 Unidades
F2125T	1.14	2.50	2.50	2.0	10 Unidades



Tubos de ventilación tipo bobina biselada Baxter

Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2136	1.27	2.8	2.8	2.2	10 Unidades
F2136B	1.27	2.8	2.8	2.2	10 Unidades



Tubos de ventilación tipo bobina Bevel

Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2117	1.14	2.8	2.8	1.7	10 Unidades
F2117B	1.14	2.8	2.8	1.7	10 Unidades



Tubo recto de ventilación

Material: Fluoroplástico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F2116	1.14	2.7	1.54	7.25	10 Unidades



Tubo de ventilación Donaldson

Material: Silicona de grado médico

Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F3111	1.10	2.3	2.3	2.2	10 Unidades

Tubo de ventilación tipo tubo T


Material: Silicona de grado médico



Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F3115S	1.14	8.0	6.0	10 Unidades
F3115M	1.14	8.0	9.0	10 Unidades
F3115L	1.14	8.0	12.0	10 Unidades

Tubos de ventilación Paparella


Material: Silicona de grado médico



Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F3126	1.10	3.5	2.5	1.65	10 Unidades

Tubo de ventilación botón con collar, dorado, con alambre

Material: Plata chapada en oro




Número de Referencia	Diámetro interior	Diámetro de la brida interior	Diámetro de la brida exterior	Longitud total	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F1170	1.25	2.55	2.55	1.20	10 Unidades

3 | TAPONES DE OÍDO - PVC

Diseñados para ayudar en el tratamiento de la otitis externa, una inflamación del oído generalmente causada por una infección. Es un dispositivo ideal para administrar medicación antibiótica en el conducto auditivo y la membrana, disponible en versiones lisa y fenestrada.

Ear Wick



Número de Referencia	Nombre del Producto	Especificaciones	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7161	Ear Wick	Dia. 9.0mmX15.0mm	Sin cuerda	20 Unidades
F7162	Ear Wick	Dia. 9.0mmX24.0mm	Sin cuerda	20 Unidades
F7163	Ear Pack	Dia. 12.0mmX15.0mm	Sin cuerda	20 Unidades
F7164	Ear Pack	Dia. 12.0mmX24.0mm	Sin cuerda	20 Unidades
F7169	Ear Wick	Dia. 9.0mmX15.0mm	Fenestrado	20 Unidades
F7170	Ear Wick	Dia. 9.0mmX24.0mm	Fenestrado	20 Unidades

Ear Packs



Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7165	Dia. 9.0mmX15.0mm	Con hilo	20 Unidades
F7166	Dia. 9.0mmX24.0mm	Con hilo	20 Unidades
F7167	Dia. 12.0mmXIS.0mm	Con hilo	20 Unidades
F7168	Dia. 12.0mmX24.0mm	Con hilo	20 Unidades

4 | ESPONJA DE GELATINA HEMOSTÁTICA REABSORBIBLE







Número de Referencia	Producto	Especificaciones	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
E91018050	Esponja de Gelatina	80mm x 50mm x 1mm	20 Unidades
E91017050	Esponja de Gelatina	70mm x 50mm x 1mm	20 Unidades
E91048050	Esponja de Gelatina	Bilateral 80mm x 50mm x 4mm	10 Unidades
E91048025	Esponja de Gelatina	Unilateral 80mm x 25mm x 4mm	10 Unidades
E91078020	Esponja de Gelatina	60mm x 20mm x 7mm	10 Unidades
E91078015	Esponja de Gelatina	Nasal 80mm x 15mm x 7mm	10 Unidades
E91078025	Esponja de Gelatina	Gynec. 80mm x 25mm x 7mm	10 Unidades
E91072020	Esponja de Gelatina	20mm x 20mm x 7mm	10 Unidades
E91108050	Esponja de Gelatina	80mm x 50mm x 10mm	10 Unidades
E91107050	Esponja de Gelatina	70mm x 50mm x 10mm	10 Unidades
E91108040	Esponja de Gelatina	Strifen 80mm x 40mm x 10mm	10 Unidades
E91108020	Esponja de Gelatina	Banda 80mm x 20mm x 10mm	10 Unidades
E9115200	Esponja de Gelatina	200mm x 150mm x 15mm	10 Unidades
E911010	Esponja de Gelatina	Dental 10mm x 10mm x 10mm	32 Unidades
E911030	Esponja de Gelatina	Dial 30mm x 30mm x 10mm	10 Unidades
E9110120	Esponja de Gelatina	120 120mm x 100mm x 10mm	02 Unidades
E9110125	Esponja de Gelatina	125mm x 80mm x 10mm	02 Unidades
E9110250	Esponja de Gelatina	250 250mm x 80mm x 10mm	02 Unidades
E9105200	Esponja de Gelatina	Film 200mm x 70mm x 0.5mm	10 Unidades
E910203	Esponja de Gelatina	MicroSponge 3mm x 2mm x 2mm	200 Unidades
E910404	Esponja de Gelatina	MicroSponge 4mm x 4mm x 4mm	100 Unidades
E918005	Esponja de Gelatina	Tampón Nasal 5mm Dia x 80mm	10 Unidades
E918030	Esponja de Gelatina	Tampón Anal 30mm Dia x 80mm	06 Unidades
E911208	Esponja de Gelatina	Tampón Dental 8mm Dia x 12mm	32 Unidades
E9101	Polvo de Gelatina	1 Gramo	06 Unidades

5 | INSTRUMENTAL DE OÍDO

ASPIRADORES DESECHABLES

Los aspiradores están diseñados para aspirar líquidos y otras sustancias del oído; cuentan con un vástago maleable que permite una flexibilidad adicional para acceder a través de las vías más estrechas.

Ventajas del diseño:

- Muy estable para retracción y aspiración.
- El ángulo curvado está diseñado específicamente para exámenes y cirugías bajo microscopio.
- Mango con conector rápido que permite cambiar el aspirador fácilmente durante la cirugía.
- **Desechable:** reduce los riesgos innecesarios de infección.



Material: acero inoxidable y PE (10 unidades/caja, estéril mediante EtO)

Número de Referencia	Especificaciones (mm)
Fl152580	Dia. 2.5 X 80.0
Fl153080	Dia. 3.0 X 80.0
Fl152060	Dia. 2.0 X 60.0
Fl152070	Dia. 2.0 x 70.0
Fl152080	Dia. 2.0 X 80.0
Fl1520100	Dia. 2.0 X 100.0
Fl1516100	Dia. 1.6 X 100.0
Fl151460	Dia. 1.4 X 60.0
Fl151470	Dia. 1.4 X 70.0
Fl151480	Dia. 1.4 X 80.0
Fl1514100	Dia. 1.4 X 100.0
Fl151270	Dia. 1.2 X 70.0
Fl1512100	Dia. 1.2 X 100.0
Fl151060	Dia. 1.0 X 60.0
Fl151070	Dia. 1.0 x 70.0

Número de Referencia	Especificaciones (mm)
Fl151080	Dia. 1.0 X 80.0
Fl1510100	Dia. 1.0 X 100.0
Fl150870	Dia. 0.8 x 70.0
Fl1508100	Dia. 0.8 x 100.0
Fl150760	Dia. 0.7 X 60.0
Fl150770	Dia. 0.7 X 70.0
Fl150780	Dia. 0.7 x 80.0
Fl1507100	Dia. 0.7 X 100.0
Fl150670	Dia. 0.6 X 70.0
Fl150460	Dia. 0.4 X 60.0
Fl150470	Dia. 0.4 X 70.0
Fl150480	Dia. 0.4 X 80.0
Fl1504100	Dia. 0.4 X 100.0
F10120	Set desechable para oídos

Controlador de succión



Material: Polietileno

Número de Referencia	Longitud	Unidades/Caja, no estéril
Fl0968	39mm	10 Unidades

Set desechable de miringotomía

EI0972 Pediátrico	EI0973 Estándar
Sonda Jobson Horne	Sonda Jobson Horne
Espéculos auriculares 3,4,5 mm	Espéculos auriculares 4,5,6 mm
Bisturí para miringotomía	Bisturí para miringotomía
Tubo de succión Calibre 16,18	Tubo de succión Calibre 16,18
Pinza microquirúrgica Cocodrilo para oídos	Pinza microquirúrgica Cocodrilo para oídos
Controlador de succión	Controlador de succión
Insertador Rosen	Insertador Rosen
Tubo de ventilación	Tubo de ventilación




PINZA MICROQUIRÚRGICA COCODRILO

Pinza larga, delgada y con mangos angulados, una pequeña mandíbula articulada en su extrema, provista de dientes robustos que encajan entre sí, lo que resulta útil para sujetar partículas pequeñas o extraer objetos del conducto auditivo. Sus bordes dentados minimizan la presión ejercida, reduciendo así el riesgo de causar daños.

Ventajas del diseño:

- Útil durante los exámenes otológicos.
- Ideal para procedimientos quirúrgicos en el oído.
- Facilita la manipulación de tejidos o apósitos estériles.
- Permite colocar apósitos estériles en zonas de difícil acceso tras una intervención quirúrgica.
- Estas pinzas también resultan eficaces para la colocación de implantes en el oído.




Material: Acero inoxidable

Número de Referencia	Longitud de la mandíbula	Longitud	Unidades/Caja, no estéril
FI0969	3.5mm	75mm	1 Unidad

CUCHILLO DE MIRINGOTOMÍA

El bisturí para miringotomía se utiliza para realizar una incisión en la membrana timpánica (tímpano) durante la colocación de un tubo de ventilación (o *grommet*). El diseño del mango facilita la orientación, aportando precisión y seguridad al realizar las incisiones, gracias a una hoja angulada y constantemente afilada que permite un corte limpio.



Material: Acero inoxidable y polietileno

Número de Referencia	Longitud	Unidades/Caja, no estéril
FI0966	157mm	1 Unidad

CURETAS

Un extremo del instrumento tiene forma de anillo o gancho y sirve para extraer cerumen o cuerpos extraños del conducto auditivo, mientras que el otro extremo es afilado y dentado. En el extremo se puede colocar una mecha de algodón (enrollándolo sobre el mismo) para absorber secreciones óticas.

Ventajas del diseño

- Permite una extracción suave y sencilla del cerumen del conducto auditivo, evitando empujarlo hacia el interior.
- Instrumento de un solo uso diseñado para la extracción de cerumen y la aplicación de algodón.
- Ideal para extraer cuerpos extraños del oído.
- Elimina restos de otomicosis del conducto auditivo externo.
- Facilita la exploración de pólipos óticos u otras masas en el conducto auditivo.
- Permite explorar masas nasales y evaluar su sensibilidad al tacto.
- Disponible en 3 variantes: redonda, de gancho y ovalada.



Material: Polietileno

Número de Referencia	Descripción	Tamaño	Unidades/Caja, no estéril
FI0962	Cureta Jobson-Horne (punta redondeada)	3mm	100 Unidades
FI0963	Cureta Jobson-Horne (punta ovalada)	2.5mm	100 Unidades
FI0964	Gancho para cerumen	Estándar	100 Unidades



CURETA DE INCERSIÓN ROSEN

Diseñada específicamente para un doble propósito: extraer cerumen o cuerpos extraños del conducto auditivo y facilitar a los cirujanos la inserción de tubos de timpanostomía (drenajes). Su extremo ligeramente curvado permite al cirujano colocar el tubo en la membrana timpánica de forma precisa y rápida. La geometría de este instrumento también resulta eficaz para la extracción de objetos del oído.

Ventajas del diseño:

- Más fácil de manejar que otros instrumentos de inserción.
- Ayuda a extraer objetos del oído.
- Ofrece una buena resistencia a la vez que es flexible.
- Reduce el riesgo de lesiones en otras zonas del oído.



Material: Polietileno

Número de Referencia	Unidades/Caja, no estéril
FI0959	1 Unit

OTOSCOPIOS

Ventajas del diseño:

- Indispensable durante la exploración del oído interno y las cirugías de oído.
- Ayuda a prevenir infecciones en el conducto auditivo y el tímpano.
- Evita daños adicionales en el conducto auditivo o en la membrana timpánica.
- Evita daños adicionales en el conducto auditivo o en la membrana timpánica.
- Ideal para localizar partículas extrañas alojadas en el conducto auditivo.



Espéculos auriculares

Material: Polietileno


Número de Referencia	Diámetro de la punta	Unidades/Caja, no estéril
FI0951	3mm	100 Unidades
FI0952	4mm	100 Unidades
FI0953	5mm	100 Unidades
FI0954	6mm	100 Unidades



Espéculos para otoscopio - Welch Allyn tipo I

Material: Polietileno

Número de Referencia	Diámetro de la punta	Unidades/Caja, no estéril
FI0981WA	2.5mm	100 Unidades
FI0982WA	3mm	100 Unidades
FI0983WA	4mm	100 Unidades
FI0984WA	5mm	100 Unidades



1 | FERULAS NASALES

BOTÓN SEPTAL

Ventajas del diseño:

- Cierre no quirúrgico de perforaciones septales.
- Facilidad de inserción y extracción.
- Fácil de recortar para asegurar un ajuste adecuado.
- Económico, estéril y listo para usar.
- La silicona blanda de grado médico facilita la inserción.
- Entrega máxima comodidad al paciente, con biocompatibilidad demostrada.



Material: Silicona de grado médico

Número de Referencia	Descripción	Tamaño (cm)	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F3145S	Botón Septal - Standard	3.0	1 Unidad
F3145L	Botón Septal - Large	5.0	1 Unidad
F3145F	Botón Septal Elíptico - Standard	3.0	1 Unidad
F3145FL	Botón Septal Elíptico - Large	5.0	1 Unidad

Férula nasal interna bivalvular



Material: Silicona de grado médico y fluoroplástico

Número de Referencia	Descripción	Grosor (mm)	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F3148SS	Silicone-standard	0.50	10 Pares
F3148ST	Silicone-Thick	1.00	10 Pares
F3148FS	Fluoroplastic-Standard	0.50	10 Pares
F3148FT	Fluoroplastic-Thick	0.25	10 Pares
F3148FSP	Pediatric-Standard	0.50	10 Pares
F3148FTP	Pediatric-Thin	0.25	10 Pares

Férula de aluminio externa

Mterial: aluminio moldeable con espuma trasera autoadhesiva



Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por EtO No estériles
F6149S	Férula de aluminio externa - Small	10 Unidades
F6149M	Férula de aluminio externa - Medium	10 Unidades
F6149L	Férula de aluminio externa - Large	10 Unidades

Láminas de silicona

Material: Silicona de grado médico



Número de Referencia	Descripción	Grosor (mm)	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F31465	55x75	3.00	10 Unidades
F3146T	55x75	5.00	10 Unidades
F3146NS	55x75	1.00	10 Unidades
F3146MS	55x75	0.50	10 Unidades
F3146US	55x75	0.25	10 Unidades
F3146UUS	38x50	0.13	10 Unidades

FÉRULA NASAL INTERNA TIPO DOYLE

- Silicona transparente de grado médico, muy suave con el delicado tejido nasal.
- El canal de ventilación integrado permite respirar por la nariz tras la cirugía.
- Facilidad de inserción y retirada.
- Puede recortarse antes de su colocación.
- Estéril y lista para usar.
- Orificios preperforados para sutura.

Material: Silicona de grado médico

Número de Referencia	Descripción	N° de pares/paquete, estériles por EtO
F3147S	Férula nasal interna - Standard	10 Pares
F3147L	Férula nasal interna - Large	10 Pares



FÉRULA NASAL TIPO DOYLE CON ESPONJA DE PVA BACTERIOSTÁTICA

Este dispositivo único de Eon Meditech logra un equilibrio preciso entre estructura y suavidad: su componente rígido –pero atraumático– asegura la retención de la forma y la permeabilidad de la vía aérea, mientras que la esponja de PVA, al ser blanda, se adapta a la anatomía nasal, distribuyendo la presión de manera uniforme sin causar traumatismos en la mucosa.

- Mantiene el flujo de oxígeno y reduce la sensación de congestión nasal.
- Proporciona soporte al tabique y mejora la tolerancia general del paciente mientras que la férula preserva la integridad de la estructura nasal y garantiza una alineación estable de la vía aérea.
- Su característica espuma azul no solo es distintiva a nivel visual, sino que ha sido diseñada científicamente y tratada con propiedades bacteriostáticas; esto permite resistir activamente el crecimiento microbiano y reducir significativamente el riesgo de infección durante la fase crítica inicial de la cicatrización.



Material: Silicona de grado médico y esponja de PVA bacteriostática

Número de Referencia	Descripción	N° de pares/paquete, estériles por EtO
F3147SP	Standard	10 Pares
F3147LP	Large	10 Pares

FÉRULAS TERMOPLÁSTICAS EXTERNAS

- Material termoplástico fácilmente moldeable.
- Se vuelve moldeable en cuestión de segundos al sumergirlo en agua caliente (70°).
- Recupera rápidamente su rigidez durante la fase de enfriamiento (3 minutos).




Material: termoplástico avanzado de grado médico con respaldo adhesivo hipoalergénico

Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por EtO No estériles
F5150S	Férula termoplástica externa - Small	10 Unidades
F5150S	Férula termoplástica externa - Medium	10 Unidades
F5150S	Férula termoplástica externa - Large	10 Unidades

BLOQUES DE SILICONA

Los bloques de silicona de grado médico para implantes son un material elastomérico flexible diseñado para implantes o para la reconstrucción o el aumento de tejido cartilaginoso. Varían en largo, ancho y grosor pudiendo tallarlo el cirujano para crear formas específicas destinadas a diversas aplicaciones quirúrgicas.



Material: Silicona de grado médico

Número de Referencia	Tamaño (mm)	Grosor (mm)	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F3146B5	50x30x10	10.00	1 Unidad
F3146BM	60x40x15	15.00	1 Unidad
F3146BL	70x50x20	20.00	1 Unidad

2 | TAPONES NASALES

El material preferido para apósitos de PVA (alcohol polivinílico)

- **Versatilidad y biodegradabilidad:** El PVA se elige para apósitos debido a su biodegradabilidad, flexibilidad, estabilidad térmica, resistencia a la tracción y capacidad adhesiva. El alcohol polivinílico es un polímero polihidroxilado soluble en agua que posee excelentes propiedades mecánicas, resistencia química y propiedades biológicas.
- **Tecnología de nanofibras:** Se ha procesado mediante electrohilado para obtener nanofibras con diámetros de entre 100 y 1000 nm. Las concentraciones más bajas de la solución generan fibras con nódulos (tipo "collar de perlas"), mientras que las más altas transforman la morfología en fibras lisas y uniformes.
- **Alto rendimiento:** Los apósitos de PVA de Orleon son esponjas de alta capacidad y velocidad de absorción que captan y retienen más de 10 veces su peso en seco en cuestión de segundos, aumentando su volumen en un 200 %



Tapones nasales anatómicos

Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7188	8.0cmX1.5cmX3.0cm	Con hilo	10 Unidades
F7189	8.0cmX1.5cmX3.0cm	Con hilo y tubo	10 Unidades
F7190	8.0cmX1.0cmX2.0cm	Delgado	10 Unidades



Tapón nasal quirúrgico

Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7191	3.5cmX1.2cmX0.6cm	Con hilo	20 Unidades
F7192	3.5cmX1.2cmX0.9cm	Con hilo	20 Unidades



Tapones nasales estándar

Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7176	4.5cmX1.5cmx2.0cm	Sin hilo	10 Unidades
F7177	4.5cmX1.5cmx2.0cm	Con hilo	10 Unidades
F7178	4.5cmX1.5cmx2.0cm	Con hilo y tubo	10 Unidades
F7179	4.5cmX1.0cmx2.0cm	Delgado	10 Unidades
F7180	8.0cmX1.5cmx2.0cm	Sin hilo	10 Unidades
F7181	8.0cmX1.5cmx2.0cm	Con hilo	10 Unidades
F7182	8.0cmX1.5cmx2.0cm	Con hilo y tubo	10 Unidades
F7183	8.0cmX1.0cmx2.0cm	Delgado	10 Unidades

COATAID: EL PRIMER TAPÓN NASAL AVANZADO DEL MUNDO

Tecnología de recubrimiento patentada: Cuenta con una superficie lisa que minimiza la adherencia a los tejidos. Esto reduce el dolor y el sangrado cuando el médico retira el apósito tras la cirugía.

- Textura suave.
- Tecnología exclusiva.
- Estructura celular uniforme.
- Microporosidad.
- Absorción ultrarrápida.
- Ultrasuave.
- No se adhiere a los tejidos.
- Evita la coagulación de la sangre dentro de la esponja.
- Inserción y extracción muy suaves.



Material: PVA con tecnología patentada exlusiva de tratamiento de superficies

Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Sobres/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7181-C	8.0cmX1.5cmX2.0cm	Tapón nasal CoatAid con hilo	10 Unidades
F7185-C	10.0cmX1.5cmX2.5cm	Tapón nasal CoatAid para epistaxis con hilo	10 Unidades

BACILK: TAPÓN DE POLIVINIL ALCOHOL (PVA) CON TRATAMIENTO BACTERIOSTÁTICO

Incorpora un tratamiento inhibidor del crecimiento bacteriano que ayuda a reducir el riesgo de infección y el mal olor asociado a la retención de exudados durante el taponamiento.



Material: PVA con tratamiento bacteriostático

Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Sobres/Caja Esterilizado por rayos gamma
E7181-B	8.0cmX1.5cmX2.0cm	Tapón nasal Bacilk con hilo	10 Unidades
E7185-B	10.0cmX1.5cmX2.5cm	Tapón nasal Bacilk para epistaxis con hilo	10 Unidades

Lamina



Tecnología de superficie estructurada laminada

Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7181-L	8.0cmX1.5cmX2.0cm	Con hilo	20 Unidades
F7185-L	10.0cmX1.5cmX2.5cm	Con hilo	20 Unidades



Microspon

Tecnología de tratamiento antimicrobiano

Número de Referencia	Especificaciones	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por rayos gamma
F7181-A	8.0cmX1.5cmX2.0cm	Con hilo	20 Unidades
F7185-A	10.0cmX1.5cmX2.5cm	Con hilo	20 Unidades

3 | CATÉTER CON BALON PARA EPISTAXIS

- Diseñado para controlar de forma rápida y directa las hemorragias nasales (epistaxis) severas o posteriores que no responden a las medidas iniciales o al taponamiento anterior tradicional.
- En el catéter de doble balón, dos balones inflados con aire de forma independiente facilitan el control de la presión tanto en el sangrado nasal anterior como en el posterior.



Material: Silicona de grado médico

Número de Referencia	Descripción	Especificaciones	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
F31030	Intra pack	30 CC / ml	10 Unidades
F31010	Post pack	10 CC / ml	10 Unidades
F31031	Doble balón	30 /10 CC / ml	10 Unidades

4 | INSTRUMENTAL

ASPIRADORES



Aspirador nasal desechable

Material: Acero inoxidable y PE

Número de Referencia	Especificaciones	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
FI1825150	Dia. 2.5mmX150.0mm	10 Units
FI1830150	Dia. 3.0mmX150.0mm	10 Units
FI1840150	Dia. 4.0mmX150.0mm	10 Units

ASPIRADOR DESECHABLE PARA NARIZ Y GARGANTA

Ventajas del diseño:

- Tubo de succión muy estable para retracción y aspiración.
- El vástago presenta una ligera curvatura.
- Reduce los riesgos innecesarios de infección.



Material: Acero inoxidable y PMMA (1O Unidades/Caja, esterilización por EtO)

Número de Referencia	Especificación (mm)
Fl1220100	Dia. 2.0 x 100.0
Fl1220120	Dia. 2.0 X 120.0
Fl1220140	Dia. 2.0 X 140.0
Fl1220150	Dia. 2.0 X 150.0
Fl1220160	Dia. 2.0 X 160.0
Fl1230100	Dia. 3.0 x 100.0
Fl1230120	Dia. 3.0 X 120.0
Fl1230140	Dia. 3.0 X 140.0
Fl1230150	Dia. 3.0 X 150.0
Fl1230160	Dia. 3.0 X 160.0
Fl1235120	Dia. 3.5 x 120.0

Número de Referencia	Especificación (mm)
Fl1235140	Dia. 3.5 X 140.0
Fl1235160	Dia. 3.5 X 160.0
Fl1240100	Dia. 4.0 x 100.0
Fl1240120	Dia. 4.0 X 120.0
Fl1240140	Dia. 4.0 X 140.0
Fl1240150	Dia. 4.0 X 150.0
Fl1240160	Dia. 4.0 X 160.0
Fl1250120	Dia. 5.0 X 120.0
Fl1250140	Dia. 5.0 X 140.0
Fl1250160	Dia. 5.0 X 160.0
Fl121DS	Nose Disposable Set

ENDOSCRUB

Fundas de limpieza de ópticas diseñada para mantener la visualización del sitio quirúrgico en cirugías endoscópicas (principalmente otorrinolaringología y senos paranasales) sin necesidad de retirar el endoscopio.



Fundas de limpieza de ópticas

Material: SS y ABS

Número de Referencia	Tamaño	Ángulo	Unidades/Caja Esterilizado por EtO
Fl2901	4mm	0°	5 Unidades
Fl2902	4mm	30°	5 Unidades

CUCHILLAS MICRODEBRIDADOR

Las cuchillas de succión desechables de acero inoxidable para senos paranasales de Orleon están diseñadas para ser más eficientes y obstruirse menos, pudiendo aspirar y disecar de forma motorizada en una misma cuchilla.

Cuchillas rectas para senos paranasales

Ventajas del diseño:

- 11 cm de longitud.
- Corte en 3 planos.
- **Aplicación:** Etmoidectomía.
- **Velocidad de funcionamiento:** 5000 rpm, modo oscilante.



Material: Acero inoxidable

Número de Referencia	Tamaño	Ángulo	Velocidad	Unidades/Caja Esterilizado por EtO No estéril
FI2201	4mm	0°	5000 RPM	1 Unidad

Cuchillas curvas para senos paranasales

Ventajas del diseño:

- 11 cm de longitud con vástago curvo.
- Corte en 3 planos.
- **Aplicación a 40°:** Uncinectomía, etmoidectomía.
- **Aplicación a 60°:** Cirugía del seno frontal.
- **Velocidad de funcionamiento:** 5000 RPM, modo oscilante.



Material: Acero inoxidable

Número de Referencia	Tamaño	Ángulo	Velocidad	Unidades/Caja Esterilizado por EtO No estéril
FI2202	4mm	40°	5000RPM	1 Unidad
FI2203	4mm	60°	5000RPM	1 Unidad
FI2205	4mm	12°	5000RPM	1 Unidad

Cuchillas para amigdalectomía y adenoidectomía

Ventajas del diseño:

- 11 cm de longitud.
- Corte en 3 planos.
- **Aplicación:** Etmoidectomía.
- **Velocidad de funcionamiento:** 5000 rpm, modo oscilante.



Material: Acero inoxidable

Número de Referencia	Tamaño	Ángulo	Velocidad	Unidades/Caja Esterilizado por EtO No estéril
FI2204	4mm	40°	5000RPM	1 Unidad



1 | CÁNULA DE LARINGECTOMÍA

- Previene la estenosis del traqueostoma.
- Proporciona soporte al estoma y a la tráquea.
- Permite la conexión de una válvula fonatoria.
- Borde liso y redondeado para mayor comodidad.
- La fenestración evita el desplazamiento de la prótesis fonatoria.
- Placa de cuello ligera y cómoda.
- Superficie lisa no adherente.
- Disponible con pestañas para la fijación de una cinta de sujeción cervical.



Material: Silicona de grado médico (1 Unidad/Caja - Esterilizado por EtO)

Número de Referencia Estándar	Número de Referencia Fenestrado	Tamaño	Diámetro interior (A) mm	Diámetro exterior (B) mm	Largo (L) mm
F3110836S	F3110836F	8/36	9.5	12	36
F3110855S	F3110855F	8/55	9.5	12	55
F3110936S	F3110936F	9/36	10.5	13.5	36
F3110955S	F3110955F	9/55	10.5	13.5	55
F3111036S	F3111036F	10/36	12	15	36
F3111055S	F3111055F	10/55	12	15	55
F3111236S	F3111236F	12/36	13.5	17	36
F3111255S	F3111255F	12/55	13.5	17	55



Botón laringotomía

Material: Silicona de grado médico
(1 Unidad/Caja - Esterilizado por EtO/No esterilizado)


Número de Referencia	Tamaño	Diámetro Exterior (A) mm	Largo (B) mm
F3131208	12/8	12	8
F3131408	14/8	14	8
F3131608	16/8	16	8
F3131808	18/8	18	8
F3131218	12/18	12	18
F3131418	14/18	14	18
F3131618	16/18	16	18
F3131818	18/18	18	18

2 | QUILLA LARINGEA TIPO "PARAGUAS"

Para reparar la estenosis laríngea subglótica anterior –con o sin parálisis de las cuerdas vocales– tras la retirada de una prótesis laríngea (stent).

Ventajas del diseño:

- Ayuda a reparar la estenosis glótica anterior y a proteger las reparaciones tras una tirotomía.
- Prevención de la estenosis tras una hemilaringectomía.
- Formación de una comisura anterior bien definida tras la retirada del estent laríngeo.
- Estructura sólida pero flexible que se adapta a la anatomía, compuesta por una cubierta extralaríngea y un inserto intralaríngeo delgado.
- Superficie lisa antiadherente.
- Disponible en material transparente o blanco.
- El diseño en forma de "paraguas" de color blanco facilita su visualización para la retirada.



Material: Silicona de grado médico (1 Unidad/Caja - Esterilizado por EtO)

Número de Referencia Transparente	Número de Referencia Blanco	Tamaño (A) mm	Tamaño (B) mm
F31212C	F31212W	12	16
F31214C	F31214W	14	16
F31216C	F31216W	16	16

3 | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD (HME)

- El modelo «Air-HME» resulta más útil durante el día, cuando hay una mayor actividad física, ya que ofrece la menor resistencia respiratoria.
- El modelo «Moist-HME» es más adecuado para la noche, ya que proporciona la mejor humidificación posible y permite una respiración cómoda.



Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja Esterilizado por EtO No estéril
FA91001	Air Heat / Moisture Exchanger (HME)	5 Units
FA91002	Moist Heat / Moisture Exchanger (HME)	5 Units
FA91006	Slim HME	30 Units

INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD (HME) DE MANIPULACIÓN SIN CONTACTO




Número de Referencia	Descripción
FA910011	TouchFree HME Series - Standard (Valve Cap + 2 Cassettes Air & Moist)
FA910012	TouchFree HME Series - Medium (Valve Cap + 2 Cassettes Air & Moist)
FA910013	TouchFree HME Series - Heavy (Valve Cap + 2 Cassettes Air & Moist)
FA910014	TouchFree HME Series - Light (Valve Cap + 2 Cassettes Air & Moist)
FA910015	TouchFree HME Cassettes - Air (Without Valve Cap)
FA910016	TouchFree HME Cassettes - Moist (Without Valve Cap)
FA910017	TouchFree HME Series - Set (4 Different Valve Cap + 2 Cassettes Air & Moist)

4 | TUBO DE DERIVACIÓN SALIVAL

BENEFICIOS DEL DISEÑO

- Controla la fuga de saliva proveniente de una fístula faringocutánea tras una laringectomía total.
- Se utiliza en casos de cicatrización deficiente debida a problemas sistémicos o factores regionales.
- La exposición constante de los tejidos –afectados por la cirugía, una infección o radioterapia– a la saliva es un factor determinante que retrasa la cicatrización y el cierre de la fístula.
- Ofrece una superficie lisa que evita la adherencia.
- Permite un ajuste seguro en el esófago superior y la hipofaringe.
- Disponible en material transparente o blanco.



Material: Silicona de grado médico (1 Unidad/Caja, esterilizado por EtO)


Número de Referencia Transparente	Número de Referencia Blanco	Tamaño (A) mm	Tamaño (B) mm	Largo (C) mm
F31410C	F31410W	10	24	188
F31412C	F31412W	12	24	188
F31414C	F31414W	14	27	188

5 | TUBO TRAQUEAL EN FORMA DE T (ESTÁNDAR)

El tubo traqueal en forma de T estándar es el diseño original, con unas dimensiones adecuadas para la mayoría de los casos quirúrgicos.

Ventajas del diseño:

- Proporciona soporte a una tráquea reconstituida o reconstruida.
- Reduce la posibilidad de un desplazamiento posterior accidental.
- Es fácil de insertar, aspirar y retirar; además, puede utilizarse durante la administración de anestesia.
- Reduce el movimiento excesivo del tubo en forma de T.
- Elimina complicaciones en casos de edema.
- Su tamaño y diámetro son adecuados para la anatomía pediátrica.
- Presenta una superficie lisa y no adherente.
- Disponible en material transparente o blanco.




Material: Silicona de grado médico (1 Unidad/Caja, esterilizado por EtO)

Número de Referencia Transparente	Número de Referencia Blanco	Diámetro Exterior (mm)	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm
F31506CS	F31506WS	6	10	6	48	5
F31508CS	F31508WS	8	16	12	36	6
F31510CS	F31510WS	10	23	17	44	8
F31512CS	F31512WS	12	31	21	55	11
F31514CS	F31514WS	14	32	23	64	11
F31516CS	F31516WS	16	31	23	63	12

Tubos traqueales en forma de T, largos y extra largos

Material: Silicona de grado médico (1 Unidad/Caja, esterilizado por EtO)

Número de Referencia Transparente	Número de Referencia Blanco	Diámetro Exterior (mm)	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	Tamaño
F31506CL	F31506WL	6	34	7	48	5	Largo
F31508CL	F31508WL	8	58	12	39	7	Largo
F31510CL	F31510WL	10	63	17	50	8	Largo
F31512CL	F31512WL	12	72	20	59	11	Largo
F31514CL	F31514WL	14	72	23	66	11	Largo
F31516CL	F31516WL	16	81	24	70	12	Largo
F31506CE	F31506WE	6	40	30	48	5	Extra largo
F31508CE	F31508WE	8	60	49	40	7	Extra largo
F31510CE	F31510WE	10	68	48	41	8	Extra largo
F31512CE	F31512WE	12	98	39	64	11	Extra largo
F31514CE	F31514WE	14	97	48	74	11	Extra largo



6 | VÁLVULA DE HABLA

- Puede utilizarse con o sin ventilador.
- Se adhiere bien a la piel.
- Se acopla fácilmente a todos los conectores estándar de 15 mm de los tubos de traqueostomía y a los tubos de ventilador estándar de 22 mm.
- Ofrece al paciente con traqueostomía la posibilidad de hablar de forma natural.



Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja No estéril
FA91021	Válvula de habla	1 Unidad

7 | SOPORTE LARÍNGEO

- Adecuado para usuarios con piel sensible alrededor del estoma.
- Los conectores integrados permiten un ajuste óptimo a las aletas del tubo o del botón de laringectomía.



Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja Estéril / No estéril
FA91003	Protector de ducha	1 Unidad
FA91004	Escobilla de tubo laríngeo	1 Unidad
FA91005	Colgador de tubo laríngeo	1 Unidad

8 | PROTECTOR DE DUCHA

Cubierta que protege el estoma del agua mientras te duchas; una vez terminada la ducha, puedes retirarla.



Número de Referencia	Descripción	Unidades/Caja Estéril / No estéril
FA91051	Protector de ducha	1 Unidad




Orleon

es un producto de

EON MEDITECH PVT. LTD.
Inspiring for Splendid Healthcare®

www.eonmeditech.com



Distribuido en Chile por:

Thiemed®
TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Para mayor información o contacto comercial, comuníquese con:

+56 2 2245 3428

ventas@thiemed.cl

www.thiemed.cl

TÜVRheinland® CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000030212

Sujeto a modificaciones técnicas.
Copyright© EON Meditech PVT. LTD.

Versión 23102026